



ConvaTec

**Catálogo
de productos
2020**

Índice

Terapia de presión negativa		4
Avelle™		
Bomba		6
Apósito		7
Cuidado de heridas		8
Aquacel®		
Aquacel™ AG Surgical. Apósitos postoperatorios de hidrofibra antimicrobianos		9
Aquacel™ AG+ Extra™. Apósitos de hidrofibra antimicrobianos		11
Aquacel™ AG Extra™. Apósitos de hidrofibra antimicrobianos		12
Aquacel™ AG. Apósitos de hidrofibra antimicrobianos		13
Aquacel® Extra™. Tecnología de hidrofibra para control de exudado		14
Aquacel™. Tecnología de hidrofibra para control de exudado		15
Aquacel™ AG Foam. Apósitos de espuma antimicrobianos. Adhesivo		16
Aquacel™ Foam. Apósitos de espuma. Adhesivo		17
Aquacel™ Foam. Apósitos de espuma. No adhesivo		18
Aquacel™ AG Burn™. Guante para quemaduras		19
Aquacel™ AG Burn™. Apósito para quemaduras de espesor parcial		20
Foam Lite™		
Apósito de espuma laminado		22
Duoderm™		
Duoderm™ Extra Thin. Apósito oclusivo hidrocoloide extradelgado		23
Duoderm™ CGF™. Apósito oclusivo hidrocoloide		24
Duoderm™ CGF™ Border Apósito oclusivo hidrocoloide		25
Duoderm® Gel Hidroactivo. Gel retentivo de humedad		26
SAF-Gel® con alginato de calcio		
Gel hidratante y absorbente		27
Kaltostat®		
Apósito de alginato de calcio/sodio		28
Flexi-Dress®		
Venda extensible con óxido de zinc		29
Cuidado de ostomías		30
Natura® Barreras cutáneas para osteomía		
Barrera protectora cutánea. Accordion Flange™ Durahesive™ Moldeable		32
Barrera protectora cutánea. Durahesive™ Moldeable, borde hidrocoloide		34
Barrera protectora cutánea. Durahesive™ Moldeable, borde acrílico		35
Barrera protectora cutánea. Stomahesive™ Flexible		36
Barrera protectora cutánea. Durahesive™ Convexa Moldeable		37
Barrera protectora cutánea. Durahesive™ Convexa		38
Natura™+ Bolsas para ostomía. Sistema de dos piezas.		
Bolsas para ostomía. Drenables transparentes con filtro		40
Bolsas para ostomía. Drenables opacas con filtro		41
Bolsas para ostomía. Cerradas opacas con filtro		42
Bolsa para urostomía		43
SUR-FIT® Plus. Sistema de dos piezas		
Barrera protectora cutánea. Moldeable Trilaminado		44
Barrera protectora cutánea. Stomahesive® Flexible, borde hidrocoloide		45
Barrera protectora cutánea. Durahesive® Flexible, borde hidrocoloide		46

Barrera protectora cutánea. Stomahesive® Flexible, marco acrílico	47
Barrera protectora cutánea. Duraheasive® Convexa Moldeable	48
Barrera protectora cutánea. Duraheasive® Convexa	49
Bolsas para ostomía. Drenables transparentes	50
Bolsas para ostomía. Drenables opacas	51
Bolsas para urostomía. Transparentes, válvula Accuseal®	52
Equipo Colostomía/Ileostomía	53
Esteem™+. Sistema de una pieza	
Bolsas para ostomía. Sistema de una pieza. Stomahesive®, Drenable	54
Active Life®. Sistema de una pieza	
Bolsas para colostomía / ileostomía. Stomahesive® Drenable	55
Bolsa para Urostomía. Duraheasive® Convexa	56
Cuidado de ostomías. Pediátrico	
Active Life® Little Ones®. Sistema de una pieza	
Bolsas para colostomía / ileostomía. Pediátrica. Stomahesive® Drenable	57
Bolsa para Urostomía. Pediátrica. Transparente, válvula Accuseal®	58
SUR-FIT® Plus Little Ones®. Sistema de dos piezas	
Barrera protectora cutánea. Pediátrica Flexible	59
Bolsas para ostomía. Drenable Transparente Little Ones®	60
Bolsas para urostomía. Pediátrica	61
Stomahesive®. Otras presentaciones de barreras cutáneas	
Stomahesive® Seal. Sellos cutáneos moldeables	62
Stomahesive® Polvo	63
Stomahesive® Pasta	64
Stomahesive® Placa lisa	65
Cuidado de la piel	66
Sensi-Care™	
Protector cutáneo sin alcohol. Aplicador de espuma	68
Protector cutáneo sin alcohol. Spray	69
Protector cutáneo sin alcohol. Toallitas	70
Eliminador de adhesivo. Spray	71
Removedor de adhesivo. Toallitas	72
ConvaCare®	
Protector cutáneo. Toallitas	73
Protector cutáneo. Toallitas removedoras de adhesivos	74
Diamonds®	
Bolsitas gelificantes antiolor	75
Natura™. Accesorios	
Adaptador de baja presión	76
SUR-FIT® Plus. Accesorios	
Cinturón para dispositivos de ostomía	77
Pinzas para bolsas drenables	78
Incontinencia fecal	79
Flexi-Seal® Privacy	
Bolsa de recolección	80

TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA



La Bomba NPWT de Avelle[™]

La adecuada combinación de la bomba NPWT y un apósito con Tecnología Hydrofiber[®] puede hacer la diferencia en el proceso de cicatrización de la herida y la recuperación del paciente.

La Bomba Avelle[™] NPWT desechable para uso en un solo paciente:

80 mmHg (±20 mmHg)

Terapia continua aplicada en el lecho de la herida.

Costo efectiva

Solución económica en comparación con otros dispositivos para 7 días.

Vida útil de hasta 30 días[†]

Aplicación de terapia versátil en una variedad de entornos de atención.

Pequeña y portátil

Diseño ergonómico para mejorar la experiencia del paciente.

Operación con un botón único

Fácil de usar, curva de aprendizaje corta.



Mejorando la comodidad y calidad de vida del paciente con el Sistema Avelle[™] NPWT



Los pacientes pueden desconectar la bomba y ducharse con el apósito colocado, a la vez que se mantiene la NPWT hasta por una hora.*



Los pacientes pueden permanecer activos mientras usan el Sistema Avelle[™] NPWT lo que favorece la recuperación y rehabilitación.



La Tecnología Hydrofiber[®] retiene el fluido de la herida lo que evita que la ropa se manche.

*Como se demostró *in-vitro*.

† Puede ser necesario cambiar la batería durante el tiempo de vida de la bomba.

Avelle™
Bomba

Avelle™



El sistema de terapia de presión negativa para heridas Avelle™ consiste en una bomba no estéril, un apósito estéril, tiras de fijación y baterías. La bomba es una unidad desechable que puede ser usada hasta 30 días en un único paciente. Este sistema de terapia de presión negativa para heridas está indicado para pacientes que puedan beneficiarse de un uso de dispositivo de terapia de presión negativa en lesiones con exudado leve o moderado.

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
BOMBA AVELLE™	421551	1

Avelle™
Apósito

Avelle™



El sistema de terapia de presión negativa para heridas Avelle™ consiste en una bomba no estéril, un apósito estéril, tiras de fijación y baterías para el tratamiento en lesiones con exudado leve o moderado. El apósito podrá permanecer aplicado hasta un máximo de 7 días. Se mantiene una presión negativa de 80mmHg sobre la superficie de la herida con la bomba de Avelle™. El exudado de la herida está gestionado por el apósito gracias a la capacidad de absorción y gelificación de la tecnología Hydrofiber™ y a través de la evaporación de la humedad en la capa más superficial del apósito.

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
AVELLE™ APÓSITO 16 CM X 16 CM	421552	5
AVELLE™ APÓSITO 16 CM X 21 CM	421553	5
AVELLE™ APÓSITO 12 CM X 21 CM	421554	5
AVELLE™ APÓSITO 12 CM X 31 CM	421555	5

CUIDADO DE HERIDAS



Aquacel™ AG Surgical

Apósitos de hidrofibra



Heridas quirúrgicas

Apósito estéril postoperatorio con almohadilla no tejida interna de tecnología de Hidrofibra y plata iónica. Previene la formación de ampollas y reduce los riesgos de infección. A través de la combinación de la tecnología Hydrofiber™ e hidrocoloide, este apósito tiene propiedades adhesivas, absorción, retención y propiedades gelificantes.

CUIDADO DE
HERIDAS

AQUACEL™ AG SURGICAL 9 CM X 10 CM
AQUACEL™ AG SURGICAL 9 CM X 15 CM
AQUACEL™ AG SURGICAL 9 CM X 25 CM
AQUACEL™ AG SURGICAL 9 CM X 35 CM

CÓDIGO ICC


412009
412010
412011
412012

PIEZAS/CAJA

10
10
10
10

AQUACEL^{Ag+}
Apósitos

TIENES EL PODER DE
ROMPER Y DESTRUIR
EL BIOFILM
PARA AVANZAR
EN LA CURACIÓN



LAS HERIDAS QUE NO
SANAN NECESITAN
MÁS ALLÁ DE LA PLATA™



+



=

AQUACEL^{Ag+}
Apósitos

Aquacel™ AG+ Extra™

Apósitos de hidrofibra antimicrobianos



Mayor resistencia/Anti-Biofilm

Apósito estéril Aquacel™ Ag+ Extra™ es un apósito suave, estéril, no tejido, compuesto de dos capas de carboximetilcelulosa sódica impregnadas de plata iónica y reforzada con hilo a partir de fibra Lyocell. El apósito Aquacel™ Ag+ Extra™ también contiene dos excipientes; EDTA y cloruro de bencetonio.

La adición de los excipientes ayuda en la optimización de la eficiencia de la plata iónica, mediante la alteración de la superficie de biofilm de la herida, de ese modo facilita la disponibilidad de plata a las bacterias en los exudados de la herida en la interfaz para ser absorbidos por el apósito.

CUIDADO DE
HERIDAS

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
AQUACEL™ AG+ EXTRA™ APÓSITO 5 CM X 5 CM	413566	10
AQUACEL™ AG+ EXTRA™ APÓSITO 10 CM X 10 CM	413567	10
AQUACEL™ AG+ EXTRA™ APÓSITO 15 CM X 15 CM	413568	5
AQUACEL™ AG+ EXTRA™ APÓSITO 20 CM X 30 CM	413569	5

Aquacel™ AG Extra™

Apósitos de hidrofibra antimicrobianos

CUIDADO DE
HERIDAS



Mayor resistencia/absorción

Apósito estéril Aquacel™ AG Extra™, está compuesto por dos capas de Tecnología Hydrofiber™ cosidas entre sí, con plata iónica proporcionando beneficios agregados de mayor resistencia y absorción. Está diseñado para mantener un entorno húmedo controlado para la cicatrización de las heridas, protegiendo al mismo tiempo la piel perilesional y reduciendo el riesgo de maceración al absorber y retener cantidades sustanciales de fluido dentro del apósito. Tiene acción bactericida contra una amplia variedad de patógenos.

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
AQUACEL™ AG EXTRA™ APÓSITO 5 CM X 5 CM	420675	10
AQUACEL™ AG EXTRA™ APÓSITO 10 CM X 10 CM	420676	10
AQUACEL™ AG EXTRA™ APÓSITO 15 CM X 15 CM	420678	5
AQUACEL™ AG EXTRA™ APÓSITO 20 CM X 30 CM	420679	5

Aquacel™ AG

Apósitos de hidrofibra antimicrobianos



Heridas infectadas

Apósito estéril de hidrofibra de carboximetilcelulosa y plata iónica. Aquacel™ Ag es el único apósito antimicrobiano que incorpora las propiedades de absorción y retención de fluidos y microorganismos de la tecnología Hydrofiber™, para tratar de forma segura y eficaz las heridas y úlceras con alto grado de infección. Los iones de plata de Aquacel™ Ag están distribuidos en el apósito, con lo que se consigue su disponibilidad inmediata en su forma bactericida durante el tiempo que el apósito permanezca aplicado.

CUIDADO DE
HERIDAS

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
AQUACEL™ AG APÓSITO 5 CM X 5 CM	403706	10
AQUACEL™ AG APÓSITO 10 CM X 10 CM	403708	10
AQUACEL™ AG APÓSITO 15 CM X 15 CM	403710	5
AQUACEL™ AG APÓSITO 20 CM X 30 CM	403711	5
AQUACEL™ AG APÓSITO 2 CM X 45 CM (MECHA)	403771	5

Aquacel® Extra™

Tecnología de hidrofibra para control de exudado

CUIDADO DE
HERIDAS



Mayor resistencia/absorción

Apósito estéril Aquacel® Extra™, compuesto por dos capas de Tecnología Hydrofiber cosidas entre sí, proporcionando beneficios agregados de mayor resistencia y absorción. Está diseñado para mantener un entorno húmedo controlado para la cicatrización de la herida, protegiendo al mismo tiempo la piel perilesional y reduciendo el riesgo de maceración al absorber y retener cantidades sustanciales de fluido dentro del apósito.

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
AQUACEL® EXTRA™ APÓSITO 5 CM X 5 CM	420671	10
AQUACEL® EXTRA™ APÓSITO 10 CM X 10 CM	420672	10
AQUACEL® EXTRA™ APÓSITO 15 CM X 15 CM	420673	5

Aquacel™

Tecnología de hidrofibra para control de exudado

AQUACEL®



Apósito de hidrofibra para alto exudado

Apósito estéril de hidrofibra de carboximetilcelulosa sódica al 100%, ideal para heridas altamente exudativas, crónicas y agudas. Puede usarse en heridas que necesiten desbridamiento autolítico. Absorbe en forma vertical, lateral controlado y mantiene el exudado de la herida alejado de la piel perilesional, evitando riesgos de maceración.

CUIDADO DE
HERIDAS

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
AQUACEL™ APÓSITO 10 CM X 10 CM	177902	10
AQUACEL™ APÓSITO 15 CM X 15 CM	177903	5
AQUACEL™ APÓSITO 2 CM X 45 CM	403770	5

Aquacel™ AG Foam

Apósitos de hidrofibra antimicrobianos

CUIDADO DE
HERIDAS



Adhesivo

Apósito estéril de espuma para el cuidado de heridas, compuesto por un film externo impermeable de poliuretano y una almohadilla multicapa absorbente; el apósito adhesivo presenta un borde adhesivo de silicona. La almohadilla multicapa absorbente contiene una capa de espuma de poliuretano y una capa no tejida de Tecnología Hydrofiber (carboximetilcelulosa sódica) en contacto con la herida. La capa en contacto con la herida de Hydrofiber contiene un 1.2% de plata iónica. La plata del apósito elimina un amplio espectro de bacterias de la herida y ayuda a reducir el riesgo de infección.

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
AQUACEL™ AG FOAM ADHESIVO 10 CM X 10 CM	420681	10
AQUACEL™ AG FOAM ADHESIVO 12.5 CM X 12.5 CM	420627	10
AQUACEL™ AG FOAM ADHESIVO 17.5 CM X 17.5 CM	420628	10
AQUACEL™ AG FOAM ADHESIVO TALÓN 19.8 CM X 14 CM	420647	5
AQUACEL™ AG FOAM ADHESIVO SACRO 20 CM X 16.9 CM	420648	5

Aquacel[™] Foam

Apósitos de hidrofibra antimicrobianos



Adhesivo

Apósito estéril de espuma compuesto por un film externo impermeable de poliuretano, espuma suave y absorbente, interfase de Aquacel[™] (tecnología Hydrofiber) y borde adhesivo de silicona. Se puede utilizar como apósito primario o secundario para el cuidado de las heridas agudas como: abrasiones menores, laceraciones, cortadas menores, escaldaduras y quemaduras menores, así como en heridas crónicas; úlceras en pierna, quemaduras de grosor parcial (segundo grado), etc.

CUIDADO DE
HERIDAS

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
AQUACEL [™] FOAM ADHESIVO 10 CM X 10 CM	420680	10
AQUACEL [™] FOAM ADHESIVO 12.5 CM X 12.5 CM	420619	10
AQUACEL [™] FOAM ADHESIVO 17.5 CM X 17.5 CM	420621	10
AQUACEL [™] FOAM ADHESIVO 21 CM X 21 CM	420623	5
AQUACEL [™] FOAM ADHESIVO 25 CM X 30 CM	420624	5
AQUACEL [™] FOAM ADHESIVO 19.8 CM X 14 CM (TALÓN)	420625	5
AQUACEL [™] FOAM ADHESIVO 20 CM X 1 6.9 CM (SACRO)	420626	5

Aquacel™ Foam

Apósitos de hidrofibra antimicrobianos

CUIDADO DE
HERIDAS



No adhesivo

Apósito estéril de espuma compuesto por un film externo impermeable de poliuretano, espuma suave y absorbente, interfase de Aquacel™ (tecnología Hydrofiber). Se puede utilizar como apósito primario o secundario para el cuidado de las heridas agudas como: abrasiones menores, laceraciones, cortadas menores, escaldaduras y quemaduras menores, así como en heridas crónicas; úlceras en la pierna, quemaduras de grosor parcial (segundo grado), etc.

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
AQUACEL™ FOAM NO ADHESIVO 5 CM X 5 CM	420631	10
AQUACEL™ FOAM NO ADHESIVO 10 CM X 10 CM	420633	10
AQUACEL™ FOAM NO ADHESIVO 15 CM X 15 CM	420635	5
AQUACEL™ FOAM NO ADHESIVO 20 CM X 20 CM	420636	5
AQUACEL™ FOAM NO ADHESIVO 15 CM X 20 CM	420637	5

Aquacel™ AG Burn™
Guante para quemaduras



Guante para quemaduras de espesor parcial

Tecnología Hydrofiber™ en forma de apósito estéril, crea un ambiente favorable para la cicatrización, favorece el desbridamiento autolítico y la promoción de tejido de granulación y epitelización. Ayuda a balancear la respuesta inflamatoria. En contacto con el exudado se gelifica; al ir disminuyendo el exudado se adhiere a la herida y a medida que la quemadura cicatriza, el apósito se desprende por sí mismo, sin traumatizar el lecho de la herida. La acción gelificante ayuda a reducir el dolor mientras el apósito está *in situ*, disminuye el trauma y dolor al retirarlo.

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
AQUACEL™ AG BURN™ GUANTE-TALLA 1 2.54 CM - 4.5 CM	403791	1
AQUACEL™ AG BURN™ GUANTE-TALLA 2 4.5 CM - 5.5 CM	403792	1
AQUACEL™ AG BURN™ GUANTE-TALLA 3 5.5 CM - 7.5 CM	403793	1
AQUACEL™ AG BURN™ GUANTE-TALLA 4 7.5 CM - 9.5 CM	403794	1
AQUACEL™ AG BURN™ GUANTE-TALLA 5 9.5 CM - 11.5 CM	403795	1

Aquacel™ AG Burn™
Apósito para quemaduras

CUIDADO DE
HERIDAS




Apósito para quemaduras de espesor parcial

Tecnología Hydrofiber™ en forma de apósito estéril, crea un ambiente favorable para la cicatrización, favorece el desbridamiento autolítico y la promoción de tejido de granulación y epitelización. Ayuda a balancear la respuesta inflamatoria. En contacto con el exudado se gelifica; al ir disminuyendo el exudado se adhiere a la herida y a medida que la quemadura cicatriza, el apósito se desprende por sí mismo, sin traumatizar el lecho de la herida. La acción gelificante ayuda a reducir el dolor mientras el apósito está *in situ*, disminuye el trauma y dolor al retirarlo.

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
AQUACEL™ AG BURN™ APÓSITO 13 CM X 10 CM	403786	5
AQUACEL™ AG BURN™ APÓSITO 17 CM X 15 CM	403787	5
AQUACEL™ AG BURN™ APÓSITO 23 CM X 30 CM	403788	5
AQUACEL™ AG BURN™ APÓSITO 23 CM X 100 CM	403789	3
AQUACEL™ AG BURN™ APÓSITO 54 CM X 45 CM	403790	3

Foam Lite™ Convatec Ligero y flexible todo el día.



Suave, delicado,
flexible y cómodo*¹



Fácil de aplicar y
retirar*^{1,2}



Barrera viral y bacteriana*¹



A prueba de agua/regadera*¹



Puede recortarse para
darle forma*



El adhesivo no se pega a
los guantes o en sí mismo*



Suave y ligero



Tiempo de uso máximo
recomendado, 7 días*

El apósito Foam Lite™ Convatec está compuesto de tres capas sinérgicas

- 1 Película protectora impermeable
- 2 Espuma flexible de poliuretano (PU)
- 3 Adhesivo de silicona perforado



FoamLite™

Apósito

FoamLite

CUIDADO DE
HERIDAS




FoamLite™ ha sido diseñado específicamente para el tratamiento de las heridas crónicas y agudas de bajo exudado. Es un apósito de espuma y silicona ligera y suave, flexible y adaptable en diversas áreas del cuerpo.

Tiene tres capas sinérgicas: la capa externa de película de poliuretano proporciona una barrera impermeable a virus y bacterias que protege la herida de contaminantes externos, reduciendo el riesgo de infección. Esta película también ayuda a controlar la transmisión del vapor húmedo del exudado absorbido por el vendaje. La superficie de contacto con la herida está cubierta por una capa adhesiva suave y perforada de silicona que promueve una adhesión segura y suave a la piel. Las perforaciones en el silicón permiten que el exudado de la herida sea absorbido en la espuma de poliuretano.

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
FOAMLITE™ APÓSITO 8 CM X 8 CM	421557	10
FOAMLITE™ APÓSITO 10 CM X 10 CM	421559	10
FOAMLITE™ APÓSITO 15 CM X 15 CM	421561	10
FOAMLITE™ APÓSITO 5,5 CM X 12 CM	421563	10

DuoDerm™ Extra Thin

Apósito oclusivo hidrocoloide extradelgado



Apósito estéril con matriz elastomérica, translúcido y extradelgado (.52mm de espesor), compuesto por una película interna de tres hidrocoloides (gelatina, pectina y carboximetilcelulosa sódica). Retiene el exudado y mantiene el medio ambiente húmedo óptimo para el proceso de cicatrización.

La película externa está compuesta por espuma de poliuretano.

CUIDADO DE
HERIDAS

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
DUODERM™ EXTRA THIN SPOTS	187932	20
DUODERM™ EXTRA THIN APÓSITO 5 CM X 20 CM	187961	10
DUODERM™ EXTRA THIN APÓSITO 7.5 CM X 7.5 CM	187901	20
DUODERM™ EXTRA THIN APÓSITO 10 CM X 10 CM	187955	10
Cuadro básico: 060.088.0652		

Duoderm™ CGF™
Apósito oclusivo hidrocoloide

CUIDADO DE
HERIDAS



Duoderm™ CGF™. Apósito oclusivo hidrocoloide

Apósito estéril con matriz elastomérica compuesto por una película interna de tres hidrocoloides (carboxi-metilcelulosa sódica, gelatina, y pectina). El apósito absorbe los fluidos de la herida y proporciona un ambiente húmedo que es compatible con el proceso de cicatrización del cuerpo.

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
DUODERM™ CGF™ APÓSITO 10 CM X 10 CM	187660	5
DUODERM™ CGF™ APÓSITO 20 CM X 20 CM	187662	5
Cuadro básico: 060.088.0678		
DUODERM™ CGF™ APÓSITO 20 CM X 30 CM	187644	5

Duoderm™ CGF™ Border
Apósito oclusivo hidrocoloide

DuoDERM™
CGF™ Border



Duoderm™ CGF™ Border. Apósito oclusivo hidrocoloide

Apósito estéril con matriz elastomérica compuesto por una película interna de tres hidrocoloides (carboximetilcelulosa sódica, gelatina y pectina). Impermeable a los líquidos, los gases y los microorganismos. Retiene el exudado y mantiene el medio ambiente húmedo óptimo para el proceso de cicatrización.

Adhesivo hipoalergénico en los bordes para fijación en áreas difíciles (zona sacra, talones y codos).

CUIDADO DE
HERIDAS

DUODERM™ CGF™ BORDER APÓSITO 10 CM X 10 CM
DUODERM™ CGF™ BORDER APÓSITO 10 CM X 13 CM
DUODERM™ CGF™ BORDER APÓSITO 15 CM X 18 CM
Cuadro básico: 060.088.0660

CÓDIGO ICC

187971
187973
187974

PIEZAS/CAJA

5
5
5

Duoderm® Gel Hidroactivo
Gel retentivo de humedad

CUIDADO DE
HERIDAS



Hidratación de heridas

Gel estéril hidroactivo, inodoro; compuesto por dos hidrocoloides (pectina y carboximetilcelulosa sódica) y propilenglicol, en un vehículo a base de agua. Diseñado como auxiliar para el manejo de heridas de espesor parcial y total. El gel crea un ambiente cicatricial húmedo.

DUODERM® GEL 30 GRS

DUODERM® GEL 15 GRS

CÓDIGO ICC **PIEZAS/CAJA**

187987 3

187990 10

SAF-Gel® con alginato de calcio

Gel hidratante y absorbente

SĀF-Gel®

CUIDADO DE
HERIDAS

Gel hidratante y absorbente

Gel compuesto de alginato de sodio/calcio y carboximetilcelulosa sódica, hidantoína y propilenglicol. Excipiente acuoso, usado como agente curativo primario, para hidratación de heridas y absorción de exudado. SAF-Gel® promueve un ambiente húmedo óptimo para el proceso de cicatrización, hidrata las lesiones secas y favorece el desbridamiento autolítico. El alginato de calcio posee alta absorción, controlando el exceso del exudado.




	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
SAF-GEL®	145730	1 TUBO CON 85 GRAMOS.

Kaltostat®

Apósito de alginato de calcio/sodio

KALTOSTAT®

CUIDADO DE
HERIDAS



Alginato

Apósito estéril de alginato de calcio y sodio de alta absorción derivado de algas marinas. Textura suave y no tejida. Está indicado como vendaje externo para el manejo de heridas.

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
KALTOSTAT® APÓSITO 7.5 CM X 12 CM	168212	10
KALTOSTAT® APÓSITO 10 CM X 20 CM	168214	10
Cuadro básico 060.088.06944		
KALTOSTAT® FIBRAS 2 GRAMOS	168117	5
Cuadro básico 060.088.0702		

Flexi-Dress[®]

Venda extensible con óxido de zinc

FLEXI-DRESS[®]



Venda extensible

Venda compuesta 70% de poliéster y 30% de algodón, impregnada con pasta no solidificable de óxido de zinc, acacia, glicerina, aceite de resino y petrolato. Indicada para la terapia compresiva.

CUIDADO DE
HERIDAS

FLEXI-DRESS[®] BENDA 3 X 10 YARDAS (7.6 CM X 911.4 CM)
FLEXI-DRESS[®] BENDA 4 X 10 YARDAS (10.2 CM X 911.4 CM)

CÓDIGO ICC

650940

650941

PIEZAS/CAJA

1

1

CUIDADO DE OSTOMÍAS



Natura

Natura™ Barrera cutánea con Accordion Flange

La barrera de piel Natura™ con Accordion Flange evita la presión en el abdomen en el momento de la aplicación, mejorando el acoplamiento de la bolsa y brindando mayor comodidad.

Diseñado para abdómenes sensibles, el Accordion Flange se levanta fácilmente y proporciona mayor espacio para los dedos minimizando la presión en el momento de unir la bolsa.

Beneficios

- **Flexible y delgada** para adaptarse mejor a la anatomía del paciente, generando mas comodidad.
- **Abraza de forma segura** cualquier tipo de estoma, permitiendo que se minimicen fugas y se proteja la piel.
- **Se levanta fácilmente** por el espacio existente para los dedos, lo cuál hace su uso más simple.
- **Elimina la presión** al ensamblar la bolsa (P Op).



Natura™ Accordion Flange
en posición baja



Natura™ Accordion Flange
en posición alta

Natura® Sistema de dos piezas

Barrera protectora cutánea

Natura

Accordion Flange™. Colostomía/Ileostomía/Urostomía

Barrera cutánea moldeable para ostomías, permite que, al acoplar la bolsa, los dedos sean colocados entre la barrera cutánea y el reborde, disminuyendo así la presión sobre el abdomen al acoplar la bolsa Natura™ combinación única de características Natura®, cuenta con Bodyside Coupling, un adhesivo hidrocoloide trilaminado moldeable, que se ajusta al tamaño y forma del estoma. Borde de tela no tejida, con adhesivo hidrocoloide.



CUIDADO DE
OSTOMÍAS

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
NATURA® ACCORDION FLANGE™ DURAHESIVE™ BARRERA CUTÁNEA MOLDEABLE ARO 57 MM (ESTOMAS 13-22 MM)	• 421039	10
NATURA® ACCORDION FLANGE™ DURAHESIVE™ BARRERA CUTÁNEA MOLDEABLE ARO 57 MM (ESTOMAS 22-33 MM)	• 421040	10
NATURA® ACCORDION FLANGE™ DURAHESIVE™ BARRERA CUTÁNEA MOLDEABLE ARO 70 MM (ESTOMAS 33-45 MM)	• 421041	10

Natura™ Barrera moldeable

Natura

Natura™ Barrera cutánea con tecnología moldeable

Las barreras Natura™ con Tecnología Moldeable combinadas con las bolsas Natura™ son fáciles de usar, están diseñadas para moldear cualquier tipo de estoma. Su sistema de protección de la piel está clínicamente comprobado¹.

Beneficios

- **Seguro.** El collar hidrocoloide flexible abraza de forma segura cualquier tipo de estoma. Diseñado para minimizar fugas y proteger la piel.
- **Simple.** Enrollar, moldear haciendo presión y sostener hacia adelante para que se adapte al estoma.
- **Cómodo.** Delgada y flexible, diseñada para tener un mayor movimiento y control del estoma.

El **95%** de las nuevas personas ostomizadas que usaron la Tecnología Moldeable ConvaTec mantuvieron la piel sana¹.




1. Clinical Summary: Osmose Study, Multinational Evaluation of the Peristomal Condition in New Ostomates Using Moldable Skin Barriers. Data on file. ConvaTec Inc.

Natura® Sistema de dos piezas
Barrera protectora cutánea

**Barrera moldeable borde hidrocoloide. Colostomía/
Ileostomía/Urostomía**

Barrera cutánea plana con un disco de hidrocoloide adhesivo enmarcado con una cinta adhesiva cuadrada. El disco de hidrocoloide es un adhesivo trilaminado. La superficie adhesiva de contacto con la piel está protegida con una placa de silicón. El adhesivo trilaminado tiene Durahesive™ del lado de donde se moldea la barrera cutánea. La barrera se ajusta al tamaño y forma del estoma sin tijeras.



CUIDADO DE
OSTOMÍAS

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
NATURA® DURAHESIVE™ BARRERA MOLDEABLE ARO 45 MM (ESTOMAS 22-33 MM)	• 411802	10
NATURA® DURAHESIVE™ BARRERA MOLDEABLE ARO 57 MM (ESTOMAS 33-45 MM)	• 411804	10
NATURA® DURAHESIVE™ BARRERA MOLDEABLE ARO 70 MM (ESTOMAS 33-45 MM Y 45-56 MM)	• 411806	10

Natura® Sistema de dos piezas

Barrera protectora cutánea

Natura



**Barrera moldeable, borde acrílico. Colostomía/Ileos-
tomía/Urostomía**

Barrera protectora cutánea plana con un disco de hidrocoloide adhesivo enmarcado con una cinta adhesiva cuadrada. El disco de hidrocoloide es trilaminado: la superficie adhesiva en contacto con la piel está protegida con una placa de silicón, la capa externa cuenta con Durahesive™ que brinda resistencia a efluentes agresivos.

CUIDADO DE
OSTOMÍAS

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
NATURA® DURAHESIVE™ BARRERA MOLDEABLE ARO 45 MM (ESTOMAS 22-33 MM)	• 413418	10
NATURA® DURAHESIVE™ BARRERA MOLDEABLE ARO 57 MM (ESTOMAS 33-45 MM)	• 413419	10

Natura® Sistema de dos piezas

Barrera protectora cutánea



Barrera flexible. Colostomía

Barerra protectora cutánea con adhesivo Stomahesive™. Elaborada con carboximetilcelulosa sódica, pectina, gelatina y poliisobutileno media duro. Recortable. Collar adhesivo flexible de tela no tejida. Diseño para ensamble con bolsas SUR-FIT® Natura®.

CUIDADO DE
OSTOMÍAS

SURFIT® NATURA® BARRERA FLEXIBLE ARO 45 MM (ESTOMAS 12-38 MM)

SURFIT® NATURA® BARRERA FLEXIBLE ARO 57 MM (ESTOMAS 13-50 MM)

SURFIT® NATURA® BARRERA FLEXIBLE ARO 70 MM (ESTOMAS 13-63 MM)

CÓDIGO ICC

• 125264

• 125265

• 125266

PIEZAS/CAJA

10

10

10

Natura® Sistema de dos piezas

Barrera protectora cutánea



**Barrera Convexa Moldeable. Colostomía/Ileostomía/
Urostomía**

Barrera cutánea convexa moldeable Durahesive™ Trilaminado, collar flexible hidrocoloide y adhesivo, que se ajusta a la abertura del estoma sin usar tijeras, abraza suavemente al estoma minimizando fugas gracias al efecto de “cuello de tortuga”.

Diseño para uso con bolsa SUR-FIT® Natura®.

CUIDADO DE
OSTOMÍAS

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
NATURA® DURAHESIVE™ BARRERA CONVEXA MOLDEABLE ARO 45 MM (ESTOMAS 22-33 MM)	• 404593	10
NATURA® DURAHESIVE™ BARRERA CONVEXA MOLDEABLE ARO 57 MM (ESTOMAS 33-45 MM)	• 404594	10

Natura[®] Sistema de dos piezas

Barrera protectora cutánea



Barrera convexa. Colostomía/Ileostomía/Urostomía

Barrera cutánea convexa precortada con adhesivo Trilaminado Durahesive™. Elaborada con carboximetilcelulosa sódica, pectina y gelatina en una matriz de polimeros elastoméricos; con soporte adhesivo hipoalergénico en la periferia. Diseño para ensamble con bolsas SUR-FIT[®] Natura[®].

CUIDADO DE
OSTOMÍAS

NATURA[®] DURAHESIVE™ BARRERA CONVEXA ARO 45 MM (ESTOMAS 22 MM)

NATURA[®] DURAHESIVE™ BARRERA CONVEXA ARO 45 MM (ESTOMAS 25 MM)

NATURA[®] DURAHESIVE™ BARRERA CONVEXA ARO 45 MM (ESTOMAS 28 MM)

NATURA[®] DURAHESIVE™ BARRERA CONVEXA ARO 45 MM (ESTOMAS 32 MM)

NATURA[®] DURAHESIVE™ BARRERA CONVEXA ARO 45 MM (ESTOMAS 35 MM)

NATURA[®] DURAHESIVE™ BARRERA CONVEXA ARO 57 MM (ESTOMAS 38 MM)

NATURA[®] DURAHESIVE™ BARRERA CONVEXA ARO 57 MM (ESTOMAS 41 MM)

CÓDIGO ICC

• 413180

• 413181

• 413182

• 413183

• 413184

• 413185

• 413186

PIEZAS/CAJA

10

10

10

10

10

10

10

Natura⁺

NaturaTM+ Bolsa

NaturaTM ofrece comodidad y seguridad, este sistema de dos piezas permite cambiar la bolsa mientras que la barrera protectora de piel se mantiene en su lugar. Cuenta con un sistema de cierre de clicks audibles que lo hacen firme y seguro.

Beneficios

- **Confianza y tranquilidad.** Filtro avanzado que ayuda a minimizar el olor y el exceso de gases.
- **Comodidad y discreción.** Tejidos suaves.
- **Simple con cierre de seguridad.** Cierre InvisiCloseTM y Lock-It-PocketTM (bolsillo para guardar la parte drenable de la bolsa).
- **Vida sin preocupaciones.** Las bolsas de urostomía vienen con una válvula suave y flexible que evita el retorno de orina durante la noche.



NaturaTM 
Bolsa drenable



NaturaTM 
Bolsa cerrada

Natura™+ Sistema de dos piezas

Bolsas recolectoras drenables

Natura 



Transparentes con filtro. Colostomía/Ileostomía

Natura™+ bolsa drenable, son bolsas drenables de recolección de ostomía de dos piezas. Las bolsas están equipadas con un acoplamiento de plástico audible el cual puede adherirse al acoplamiento que está presente en las barreras cutáneas Natura™.

Las bolsas drenables Natura™ y SUR-FIT Natura™ tienen un filtro de carbón que permite que la bolsa filtre los gases y evite el abombamiento de las mismas, incluyen cierre InvisiClose el cual permite un drenaje fácil y seguro de los desechos y resellado, comfort panel suave y flexible.

CUIDADO DE
OSTOMÍAS

NATURA™+ BOLSA DRENABLE TRANSPARENTE INVICLOSE 45 MM
NATURA™+ BOLSA DRENABLE TRANSPARENTE INVICLOSE 57 MM
NATURA™+ BOLSA DRENABLE TRANSPARENTE INVICLOSE 70 MM

CÓDIGO ICC

- 416416
- 416419
- 416422

PIEZAS/CAJA

10
10
10

Natura™+ Sistema de dos piezas

Bolsas recolectoras drenables

Natura 



Opacas con filtro. Colostomía/Ileostomía

Natura™+ bolsa drenable, son bolsas drenables de recolección para ostomía para ser usadas con las barreras cutáneas Natura™, para lo cual están equipadas con un acoplamiento de plástico audible.

Las bolsas drenables Natura™ y SUR-FIT Natura™, compuestas por cinco capas y equipadas con comfort panel suave y flexible, tienen un filtro de carbón que permite que la bolsa filtre los gases y evite el abombamiento de las mismas, incluyen cierre InvisiClose el cual permite un drenaje fácil y seguro de los desechos.

CUIDADO DE
OSTOMÍAS

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
NATURA™+ BOLSA DRENABLE OPACA INVICICLOSE 45 MM	• 416417	10
NATURA™+ BOLSA DRENABLE OPACA INVICICLOSE 57 MM	• 416420	10
NATURA™+ BOLSA DRENABLE OPACA INVICICLOSE 70 MM	• 416423	10

Natura™+ Sistema de dos piezas

Bolsas recolectoras cerradas

Natura 

CUIDADO DE
OSTOMÍAS



Cerrada con filtro. Colostomía/Ileostomía

Natura™+ bolsa cerrada, son bolsas de forma oval con película de cinco capas, cerradas. Los paneles principales, frontales y traseros de la bolsa, se sellan de tal manera que se crea una semi cámara dentro de la bolsa para manejar el grado en el que la bolsa se expandirá, conforme se va llenando. La bolsa incluye comfort panel y un filtro de carbón para impedir que los gases inflen la bolsa.

BOLSA NATURA™+ CERRADA OPACA 45 MM
BOLSA NATURA™+ CERRADA OPACA 57 MM

CÓDIGO ICC

- 416406
- 416409

PIEZAS/CAJA

30
30

Natura™+ Sistema de dos piezas

Bolsas recolectoras Urostomía

Natura 



Urostomía

Natura™+ bolsa para urostomía son bolsas para el manejo de la micción, para su uso con la correspondiente barrera cutánea Natura™, Natura™+, SUR-FIT Natura™. Diseñadas con un panel delgado y menos tirante. La tapa suave flexible está diseñada para seguridad. Las válvulas antirreflujo internas proporcionan una seguridad adicional. La caja incluye conector de drenaje nocturno.

CUIDADO DE
OSTOMÍAS

BOLSA NATURA™+ UROSTOMÍA TRANSPARENTE 45 MM

CÓDIGO ICC

• 413437

PIEZAS/CAJA

10 BOLSAS/
2 CONECTORES

SUR-FIT[®] PLUS. Sistema de dos piezas

Barrera protectora cutánea

CUIDADO DE
OSTOMÍAS



**Barrera Moldeable. Colostomía/Ileostomía/
Urostomía**

Barrera cutánea Plana moldeable, collar flexible hidrocoloide y adhesivo Trilaminado: adhesivo Stomahesive[®], Durahesive[®] y polietileno en relieve. El adhesivo moldeable se ajusta de acuerdo la forma y el tamaño del estoma sin necesidad de usar tijeras. Borde en tela no tejida. Diseño para uso con bolsa SUR-FIT[®] Plus.

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
SUR-FIT [®] PLUS BARRERA MOLDEABLE ARO 45 MM (ESTOMAS 13-22 MM)	• 411817	10
SUR-FIT [®] PLUS BARRERA MOLDEABLE ARO 45 MM (ESTOMAS 22-33 MM)	• 411819	10
SUR-FIT [®] PLUS BARRERA MOLDEABLE ARO 57 MM (ESTOMAS 33-45 MM)	• 411821	10
SUR-FIT [®] PLUS BARRERA MOLDEABLE ARO 70 MM (ESTOMAS 45-56 MM)	• 411823	10

SUR-FIT® PLUS. Sistema de dos piezas

Barrera protectora cutánea



Barrera Stomahesive® Flexible. Colostomía

Barrera cutánea flexible. Elaborada con carboximetilcelulosa sódica, pectina y gelatina en un matriz de polímeros elastoméricos; con soporte de adhesivo hipoadérgico en la periferia. Recortable. Diseño para ensamble con bolsas SUR-FIT® Plus.

CUIDADO DE
OSTOMÍAS

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
SUR-FIT® PLUS BARRERA STOMAHESIVE® FLEXIBLE ARO 38 MM (ESTOMAS 12-31 MM)	• 401610	5
SUR-FIT® PLUS BARRERA STOMAHESIVE® FLEXIBLE ARO 45 MM (ESTOMAS 12-38 MM)	• 401611	5
SUR-FIT® PLUS BARRERA STOMAHESIVE® FLEXIBLE ARO 57 MM (ESTOMAS 13-50 MM)	• 401612	5
SUR-FIT® PLUS BARRERA STOMAHESIVE® FLEXIBLE ARO 70 MM (ESTOMAS 13-63 MM)	• 401613	5

SUR-FIT[®] PLUS. Sistema de dos piezas

Barrera protectora cutánea



**Barrera Durahesive[®]. Colostomía/Ileostomía/
Urostomía**

Barrera protectora cutánea Plana con adhesivo Durahesive[®]. Elaborada con carboximetilcelulosa sódica, pectina y gelatina en una matriz de polímeros elastoméricos, collar cuadrado Durahesive[®] con borde hidrocoloide. Recortable. Diseño para ensamble con bolsas SUR-FIT[®] Plus.

CUIDADO DE
OSTOMÍAS

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
SUR-FIT [®] PLUS BARRERA DURAHESIVE [®] CON ARO 45 MM (ESTOMAS 12-38 MM)	• 125024	5
SUR-FIT [®] PLUS BARRERA DURAHESIVE [®] CON ARO 57 MM (ESTOMAS 13-50 MM)	• 125025	5

SUR-FIT® PLUS. Sistema de dos piezas

Barrera protectora cutánea



Barrera Stomahesive®. Colostomía

Barrera protectora cutánea con adhesivo Stomahesive®. Elaborada con carboximetilcelulosa sódica, pectina y gelatina, collar adhesivo de resina Stomahesive®. Recortable. Diseño para ensamble con bolsas SUR-FIT® Plus.

CUIDADO DE
OSTOMÍAS

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
SUR-FIT® PLUS BARRERA PLANA STOMAHESIVE® ARO 45 MM (ESTOMAS 12-38 MM)	• 125144	5
SUR-FIT® PLUS BARRERA PLANA STOMAHESIVE® ARO 57 MM (ESTOMAS 13-50 MM)	• 125145	5
SUR-FIT® PLUS BARRERA PLANA STOMAHESIVE® ARO 70 MM (ESTOMAS 13-63 MM)	• 400949	5
SUR-FIT® PLUS BARRERA PLANA STOMAHESIVE® ARO 100 MM (ESTOMAS 13-93 MM)	• 125163	5

SUR-FIT® PLUS. Sistema de dos piezas

Barrera protectora cutánea



Barrera Convexa Durahesive®. Colostomía/Ileostomía/Urostomía

Barrera cutánea Trilaminada Durahesive® convexa precortada. La capa de Durahesive® que está expuesta al efluente permite mayor absorción y distensión al ponerse en contacto con el efluente líquido o semilíquido del estoma, mejorando su ajuste.

Cuenta con un collar cuadrado de tela no tejida con soporte adhesivo. Diseño para ensamble con bolsas SUR-FIT® Plus.

CUIDADO DE
OSTOMÍAS

SUR-FIT® PLUS BARRERA CONVEXA DURAHESIVE® ARO 45 MM (PRECORTE 13 MM)	• 125026	5
SUR-FIT® PLUS BARRERA CONVEXA DURAHESIVE® ARO 45 MM (PRECORTE 16 MM)	• 125027	5
SUR-FIT® PLUS BARRERA CONVEXA DURAHESIVE® ARO 45 MM (PRECORTE 19 MM)	• 125028	5
SUR-FIT® PLUS BARRERA CONVEXA DURAHESIVE® ARO 45 MM (PRECORTE 22 MM)	• 125029	5
SUR-FIT® PLUS BARRERA CONVEXA DURAHESIVE® ARO 45 MM (PRECORTE 25 MM)	• 125030	5
SUR-FIT® PLUS BARRERA CONVEXA DURAHESIVE® ARO 45 MM (PRECORTE 28 MM)	• 125031	5
SUR-FIT® PLUS BARRERA CONVEXA DURAHESIVE® ARO 45 MM (PRECORTE 32 MM)	• 125032	5
SUR-FIT® PLUS BARRERA CONVEXA DURAHESIVE® ARO 45 MM (PRECORTE 35 MM)	• 125033	5

CÓDIGO ICC

PIEZAS/CAJA

SUR-FIT® PLUS. Sistema de dos piezas

Barrera protectora cutánea



Barrera Convexa Moldeable. Colostomía/Ileostomía/ Urostomía

Barrera cutánea moldeable convexa con adhesivo tri-laminado Durahesive®, collar flexible hidrocoloide y adhesivo, que se ajusta a la forma y tamaño del estoma sin usar tijeras. Borde en tela no tejida. Diseño para uso con bolsa SUR-FIT® Plus.

CUIDADO DE
OSTOMÍAS

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
SUR-FIT® PLUS BARRERA DURAHSIVE® CONVEXA MOLDEABLE ARO 45 MM (ESTOMAS 13-22 MM)	• 411449	10
SUR-FIT® PLUS BARRERA DURAHSIVE® CONVEXA MOLDEABLE ARO 45 MM (ESTOMAS 22-33 MM)	• 411450	10
SUR-FIT® PLUS BARRERA DURAHSIVE® CONVEXA MOLDEABLE ARO 57 MM (ESTOMAS 33-45 MM)	• 411451	10

SUR-FIT[®] PLUS

Bolsas recolectoras drenables

CUIDADO DE
OSTOMÍAS



Bolsa transparente. Colostomía/Ileostomía

Bolsa drenable transparente para colostomía/ileostomía, para ensamble con placa SUR-FIT[®] Plus. Elaborada con dos películas a prueba de olor y sonido (acetato de vinil etileno y cloruro de polivinilideno) y panel poroso que absorbe la humedad e impide el contacto del plástico con la piel del paciente evitando irritaciones.

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
SUR-FIT [®] PLUS BOLSA DRENABLE TRANSPARENTE 45 MM	• 401602	10
SUR-FIT [®] PLUS BOLSA DRENABLE TRANSPARENTE 57 MM	• 401603	10
SUR-FIT [®] PLUS BOLSA DRENABLE TRANSPARENTE 70 MM	• 401604	10
SUR-FIT [®] PLUS BOLSA DRENABLE TRANSPARENTE 100 MM	• 401608	10

SUR-FIT® PLUS

Bolsas recolectoras drenables



Bolsa opaca. Colostomía/Ileostomía

Bolsa drenable opaca para colostomía/ileostomía, para ensamble con placa SUR-FIT® Plus. Elaborada con cinco películas plásticas a prueba de olor y sonido (acetato de vinil etileno y cloruro de polivinilideno) y, cubierta en su parte posterior por un panel poroso que absorbe la humedad e impide el contacto del plástico con la piel del paciente evitando irritaciones.

CUIDADO DE
OSTOMÍAS

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
SUR-FIT® PLUS BOLSA DRENABLE OPACA 45 MM	• 402532	10
SUR-FIT® PLUS BOLSA DRENABLE OPACA 57 MM	• 402533	10
SUR-FIT® PLUS BOLSA DRENABLE OPACA 70 MM	• 402534	10
SUR-FIT® PLUS BOLSA DRENABLE OPACA 100 MM	• 402535	10

SUR-FIT[®] PLUS

Bolsas recolectoras drenables

CUIDADO DE
OSTOMÍAS



Urostomía

Bolsa drenable transparente para urostomías, elaborada en plástico suave (Five Ply Film), cubierta en su parte posterior por un refuerzo en EMA, bordes sellados, provista de un aro SUR-FIT[®] Plus flexible con ocho broches de contención. Equipada con válvula antirreflujo, dispositivo de dreando Accuseal[®].

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
SUR-FIT [®] PLUS BOLSA UROSTOMÍA TRANSPARENTE 38 MM	400989	10
SUR-FIT [®] PLUS BOLSA UROSTOMÍA TRANSPARENTE 45 MM	400990	10
SUR-FIT [®] PLUS BOLSA UROSTOMÍA TRANSPARENTE 57 MM	400991	10

SUR-FIT® PLUS

Equipo de colostomía/ileostomía



Equipo para colostomía SUR-FIT® Plus. Consta de cuatro barreras protectoras cutáneas constituidas por carboximetilcelulosa sódica, pectina y gelatina en una matriz de polímeros elastoméricas. Cuenta con soporte adhesivo hipoalérgico en la periferia, con aro de sello seguro con ocho broches de retención para mejor ajuste; cuatro bolsas drenables transparentes para colostomía e ileostomía con aro de ensamble, confeccionada con dos películas plásticas silenciosas a prueba de olor (acetato de vinil etileno y cloruro de polivinilideno); panel poroso que evita la irritación de la piel. Incluye pinza reutilizable.

CUIDADO DE
OSTOMÍAS

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
EQUIPO PARA EL MANEJO DE ILEOSTOMÍA O COLOSTOMÍA SISTEMA SUR-FIT® PLUS 57 MM Cuadro básico 060.125.0590	402596	4 PLACAS + 4 BOLSAS + 1 PINZA
EQUIPO PARA EL MANEJO DE ILEOSTOMÍA O COLOSTOMÍA SISTEMA SUR-FIT® PLUS 70 MM	402516	4 PLACAS + 4 BOLSAS + 1 PINZA

ESTEEM™+. Sistema de una pieza

Bolsa recolectora drenable

Esteem™+ 



Colostomía/Ileostomía

Esteem™+ es una bolsa drenable para ostomía con una barrera cutánea Stomahesive® suave con la piel, filtro y sistema de salida InvisiClose (sin pinza).

Equipada con Comfort Panel suave y uniforme en contacto con la piel, mínimo ruido de manipulación, resistente al agua y de secado rápido.

Lock-It Pocket™ provee la comodidad de una bolsa con extremo cerrado. Bordes formados y soldados especialmente para un ajuste cómodo.

CUIDADO DE
OSTOMÍAS

ESTEEM™+ BOLSA DRENABLE TRANSPARENTE CON CIERRE INVICLOSE 20-70 MM

ESTEEM™+ BOLSA DRENABLE OPACA CON CIERRE INVICLOSE 20-70 MM

CÓDIGO ICC

416718

416719

PIEZAS/CAJA

10

10

Active Life®. Sistema de una pieza adulto

Bolsas recolectoras drenables

ActiveLife®



Colostomía/Ileostomía

Bolsa drenable para colostomía e ileostomía integrada a una barrera protectora Stomahesive® con guía para recorte de 19 a 64 mm.

La barrera cutánea está conformada por Carboximetilcelulosa sódica, pectina, gelatina; crea un ambiente que respalda la regeneración de la piel irritada.

La bolsa recolectora está conformada por Plástico PVC y EVA, panel poroso protector en su cara posterior.

CUIDADO DE
OSTOMÍAS

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
ACTIVE LIFE® BOLSA COLOSTOMÍA/ILEOSTOMÍA SIST. UNA PIEZA Cuadro básico: 060.125.0582	22771	10 BOLSAS/ 1 PINZA
ACTIVE LIFE® BOLSA COLOSTOMÍA/ILEOSTOMÍA SIST. UNA PIEZA Cuadro básico: 060.125.0582	125371	10 BOLSAS/ 10 PINZAS
ACTIVE LIFE® BOLSA COLOSTOMÍA/ILEOSTOMÍA UNA PIEZA, TRANSPARENTE, 19-64 MM	400394	30 BOLSAS/ 12 PINZAS

Active Life®. Sistema de una pieza adulto

Bolsas recolectoras Urostomía



Sistema convexo de una pieza. Urostomía

Bolsa de urostomía convexa de una sola pieza, con placa o barrera adhesiva que incorpora un anillo precortado de barrera cutánea Durahesive® y un sistema de apoyo de cinta de tela recubierto con un adhesivo acrílico para unirse al cuerpo.

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
ACTIVE LIFE® BOLSA CONVEXA UROSTOMÍA SIST. UNA PIEZA 22 MM	• 125364	10
ACTIVE LIFE® BOLSA CONVEXA UROSTOMÍA SIST. UNA PIEZA 25 MM	• 125365	10
ACTIVE LIFE® BOLSA CONVEXA UROSTOMÍA SIST. UNA PIEZA 28 MM	• 125366	10
ACTIVE LIFE® BOLSA CONVEXA UROSTOMÍA SIST. UNA PIEZA 32 MM	• 125367	10
ACTIVE LIFE® BOLSA CONVEXA UROSTOMÍA SIST. UNA PIEZA 35 MM	• 125368	10

Active Life®

Sistema de una pieza pediátrico

ActiveLife® Little Ones™



Colostomía/Ileostomía

Barrera protectora cutánea Stomahesive® conformada por gelatina, pectina y carboximetilcelulosa sódica con guía de recorte de 8 a 50 mm, integrada a la bolsa drenable transparente para colostomía/ileostomía de uso pediátrico. Elaborada con dos películas plásticas a prueba de olor y sonido (acetato de vinil etileno y cloruro de polivinilideno) y panel poroso protector en cara posterior en contacto con la piel.

CUIDADO DE
OSTOMÍAS

ACTIVE LIFE® LITTLE ONES® BOLSA PEDIÁTRICA COLOSTOMÍA/ILEOSTOMÍA
SIST. UNA PIEZA
Cuadro básico: 060.125.3776

CÓDIGO ICC

20922

PIEZAS/CAJA

15

Active Life®

Sistema de una pieza pediátrico

ActiveLife® Little Ones™



Urostomía

Bolsa drenable transparente para urostomía de uso pediátrico. Barrera protectora cutánea de gelatina, pectina y carboximetilcelulosa sódica, con guía de recorte de 8 a 25 mm integrada a la bolsa, equipada con válvula antireflujo y dispositivo de drenaje. Elaborada con dos películas plásticas a prueba de olor y sonido (acetato de vinil etileno y cloruro de polivinilideno) y panel poroso que absorbe la humedad y aísla la piel del paciente evitando irritaciones.

CUIDADO DE
OSTOMÍAS

ACTIVE LIFE® LITTLE ONES® BOLSA PEDIÁTRICA UROSTOMÍA SIST. UNA PIEZA

CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
20917	15 BOLSAS/ 2 ADAPTADORES

SUR-FIT® PLUS LITTLE ONES®

Barrera protectora cutánea pediátrica

SUR-FIT®
Plus **Little Ones™**



Barrera flexible para protección de piel periestomal para pacientes pediátricos. El interior del aro de ensamble contiene carboximetilcelulosa sódica, pectina y gelatina; cuenta con soporte adhesivo hipoalergénico. Diseño para ensamble con bolsas SUR-FIT® Plus Little Ones®.

CUIDADO DE
OSTOMÍAS

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
SUR-FIT® PLUS LITTLE ONES® BARRERA FLEXIBLE ARO 32 MM (ESTOMAS 12-25 MM)	• 125016	5
SUR-FIT PLUS LITTLE ONES® BARRERA FLEXIBLE ARO 45 MM (ESTOMAS 12-38 MM)	• 125017	5

SUR-FIT® PLUS LITTLE ONES®

Bolsa recolectora drenable transparente pediátrica



Colostomía/Ileostomía

Bolsa drenable transparente para colostomía/ileostomía de uso pediátrico, para ensamble con placa SUR-FIT® Plus Little Ones®. Elaborada con dos películas plásticas a prueba de olor y sonido (acetato de vinilo etileno y cloruro de polivinilideno) y panel poroso que absorbe la humedad e impide el contacto del plástico con la piel del paciente evitando irritaciones.

CUIDADO DE
OSTOMÍAS

SUR-FIT® PLUS LITTLE ONES® BOLSA TRANSPARENTE ARO 32 MM
SUR-FIT® PLUSLITTLE ONES® BOLSA TRANSPARENTE ARO 45 MM

CÓDIGO ICC

• 402566
• 402567

PIEZAS/CAJA

10
10

SUR-FIT® PLUS LITTLE ONES®

Bolsa recolectora Urostomía pediátrica

SUR-FIT®
Plus **Little Ones™**



Urostomía

Bolsa drenable transparente para urostomía de uso pediátrico, para ensamble con placa SUR-FIT® Plus Little Ones®. Elaborada con plástico suave transparente (Five Ply Film), cubierta en su parte posterior por un refuerzo en EMA, bordes sellados. Provista con aro SUR-FIT® Plus flexible con ocho broches de contención. Equipada con válvula antirreflujo y un sistema de válvula de vaciado Accuseal. Panel poroso que evita el contacto del plástico con la piel del paciente.

CUIDADO DE
OSTOMÍAS

SUR-FIT® PLUS LITTLE ONES® BOLSA PEDIÁTRICA UROSTOMÍA ARO 32 MM

CÓDIGO ICC

• 402568

PIEZAS/CAJA

10

Stomahesive[®]

Otras presentaciones de barreras cutáneas

Stomahesive[®] Seal. Sellos cutáneos moldeables

Stomahesive[®] Seal es una barrera cutánea moldeable hidrocoloide, absorbente de la humedad, diseñada para ayudar a proteger la piel del contacto con fluidos corporales. Stomahesive[®] Seal se coloca directamente sobre la superficie cutánea alrededor del estoma para proporcionar una convexidad suave.

Puede moldearse, enrollarse, estirarse o comprimirse para ajustarse alrededor del estoma, así como también puede cortarse, poner uno sobre otro o unirse para ajustarse a zonas difíciles.



CUIDADO DE
OSTOMÍAS

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
STOMAHESIVE [®] SEAL DE 48 MM X 4 MM	413503	10
STOMAHESIVE [®] SEAL DE 48 MM X 3 MM THIN	413504	10
STOMAHESIVE [®] SEAL DE 98 MM X 3 MM	413505	10

Stomahesive®

Otras presentaciones de barreras cutáneas




Stomahesive® Polvo

Polvo protector de la piel periestomal elaborado con pectina y gelatina y carboximetilcelulosa sódica. Forma una barrera protectora contra las excreciones en zona de escurrimiento.

Absorbe la humedad presente en la superficie de la piel excoriada o irritada, permitiendo la fácil adhesión de la barrera protectora cutánea.

Los hidrocoloides poseen alta capacidad para regenerar el tejido dañado.

CUIDADO DE
OSTOMÍAS

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
STOMAHESIVE® POLVO	025510	1 FRASCO CON 28.3 GRAMOS

Stomahesive®

Otras presentaciones de barreras cutáneas




Stomahesive® Pasta

Pasta protectora de la piel altamente eficaz para rellenar, sellar y proteger la piel periestomal. Protege la piel expuesta alrededor de las fístulas. La pasta Stomahesive® facilita la adhesión de las barreras protectoras de piel en zonas irregulares del abdomen, asegurando una mayor duración de las mismas.

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
STOMAHESIVE® PASTA	183910	1 TUBO CON 56.7 GRAMOS

Stomahesive®

Otras presentaciones de barreras cutáneas



Stomahesive® Placa lisa

Barrera lisa para protección de la piel en estomas de eliminación y fístulas. La placa lisa Stomahesive® está compuesta por sustancias naturales hidrocolóides suspendidas en una cubierta de polietileno.

CUIDADO DE
OSTOMÍAS

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
STOMAHESIVE® PLACA LISA 10 CM X 10 CM	21712	5

CUIDADO DE LA PIEL




SENSI  CARE[™]

Sensi-Care[™] libera, remueve y protege para mantener una piel sana y reducir el dolor

El uso constante de adhesivos hace la piel más vulnerable a sufrir lesiones como:

- Dolor y comezón
- Desprendimiento de la piel
- Irritación y enrojecimiento
- Lesión por acumulación de residuos.



Está diseñada para mantener la piel saludable siempre

Una versátil línea de removedores y protectores diseñados para cuidar la piel vulnerable por los efectos dañinos del constante uso de adhesivos, residuos y fricción.

- No causa irritación¹
- No deja la piel grasosa, permitiendo colocar otro adhesivo
- No deja residuos
- Fácil de usar
- Libre de aceite, fragancia, alcohol, agua y conservadores
- Hipoalergénico¹

1. Data on file. ConvaTec INC.

Sensi-Care™
Protección cutánea

SENSI CARE™



Protector cutáneo. Espuma

Sensi-Care™ protector cutáneo, crea una barrera transpirable para proteger la piel vulnerable de los efectos dañinos de los desechos del cuerpo y fricción, proporcionando una barrera física para evitar la irritación y daño de los adhesivos médicos. Producto estéril.

CUIDADO
DE LA PIEL

SENSI-CARE™ PROTECTOR CUTÁNEO (APLICADOR DE ESPUMA) 1 ML	420793	5
SENSI-CARE™ PROTECTOR CUTÁNEO (APLICADOR DE ESPUMA) 1 ML	420794	25
SENSI-CARE™ PROTECTOR CUTÁNEO (APLICADOR DE ESPUMA) 3 ML	420795	5
SENSI-CARE™ PROTECTOR CUTÁNEO (APLICADOR DE ESPUMA) 3 ML	420796	25

CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
420793	5
420794	25
420795	5
420796	25

Sensi-Care™
Protección cutánea

SENSI CARE™



Protector cutáneo. Spray

Sensi-Care™ protector cutáneo crea una barrera transpirable para proteger la piel proporcionando una barrera física para evitar la irritación y daño por los adhesivos médicos.

Protector cutáneo sin alcohol.

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
SENSI-CARE™ SPRAY PROTECTOR CUTÁNEO	420797	28 ML
SENSI-CARE™ SPRAY PROTECTOR CUTÁNEO	413502	50 ML

CUIDADO DE LA PIEL

Sensi-Care™
Protección cutánea

SENSI CARE™



Protector cutáneo. Toallitas

Sensi-Care™ protector cutáneo/toallitas crea una barrera transpirable para proteger la piel vulnerable de los efectos dañinos de los desechos del cuerpo así como de la fricción proporcionando una barrera física para evitar la irritación/daño por adhesivos médicos.

CUIDADO
DE LA PIEL

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
SENSI-CARE™ PROTECTOR CUTÁNEO (TOALLITAS)	413501	30

Sensi-Care™

Eliminador de adhesivo

SENSI CARE™



Spray eliminador de adhesivo

Sensi-Care™ eliminador de adhesivo se utiliza para la remoción atraumática de adhesivos médicos, apósitos de heridas y dispositivos.

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
SENSI-CARE™ SPRAY ELIMINADOR DE ADHESIVO 50 ML PRODUCTO ESTÉRIL	413499	50 ML
SENSI-CARE™ SPRAY ELIMINADOR DE ADHESIVO 150 ML PRODUCTO ESTÉRIL	420798	150 ML

CUIDADO DE LA PIEL

Sensi-Care™

Removedor de adhesivos

SENSI CARE™



Toallitas Removedoras

Sensi-Care™ removedor de adhesivos, elimina suavemente el adhesivo residual de la utilización de equipos recolectores para ostomías, como barreras cutáneas y bolsas recolectoras, así como apósitos hidrocoloides. Agradable con la piel.

CUIDADO
DE LA PIEL

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
SENSI-CARE™ TOALLITAS REMOVEDORAS DE ADHESIVO	413500	30

ConvaCare®

Accesorios. Protectores cutáneos



Toallitas protectoras

Toallitas individuales no tejidas, saturadas con una solución de resina derivada del alcohol.

Se aplican antes de adherir las barreras oclusivas a la piel o adherir dispositivos médicos con adhesivos.

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
CONVACARE® TOALLITAS PROTECTORAS	37444	100

CUIDADO DE LA PIEL

ConvaCare[®]

Accesorios. Protectores cutáneos



Toallitas removedoras de adhesivos

Toallitas individuales para limpiar la piel de los adhesivos usados en ostomías. Conformadas por tela no tejida, suave, saturadas con una mezcla especial líquida para ayudar a eliminar el adhesivo usado en dispositivos médicos. La mezcla especial líquida con olor a cítricos brinda sensación emoliente.

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
CONVACARE [®] TOALLITAS REMOVEDORAS DE ADHESIVO	37443	100

Diamonds®
Accesorios



Bolsitas gelificantes antiolor

Diamonds® fue diseñado para mejorar la calidad de vida de los pacientes con ileostomía mediante el control del efluente contenido en la bolsa.

La bolsita absorbente se coloca dentro del equipo recolector, donde se disuelve al contacto con el efluente líquido, liberando de este modo el contenido responsable de gelatinizar el fluido y controlar el olor.

DIAMONDS®	CÓDIGO ICC 420791	PIEZAS/CAJA 100
-----------	-----------------------------	---------------------------

CUIDADO DE LA PIEL

Adaptador de baja presión

Accesorios



Adaptador de baja presión

El adaptador para la reducción de presión SUR-FIT Natura™ puede ser utilizado con las barreras protectoras de piel y las bolsas del sistema SUR-FIT Natura™.

Provee una fácil aplicación de la barrera protectora de piel y la bolsa disminuyendo el uso de presión al abdomen.

SUR-FIT NATURA™ ADAPTADOR DE BAJA PRESIÓN 45 MM

SUR-FIT NATURA™ ADAPTADOR DE BAJA PRESIÓN 57 MM

SUR-FIT NATURA™ ADAPTADOR DE BAJA PRESIÓN 70 MM

CÓDIGO ICC

• 401993

• 401994

• 401995

PIEZAS/CAJA

10

10

10

Cinturón

Accesorios



Cinturón ajustable adulto.

Cinturón para uso con dispositivo para ostomía. Ajustable, lavable y antialérgico.

Se recomienda para personas con estomas planos o invaginados ya que permite que el estoma sobresalga un poco más sobre la piel.

También para personas activas, deportistas o quienes requieran mayor seguridad.

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
CINTURÓN PARA DISPOSITIVO DE OSTOMÍA	175507	1

CUIDADO
DE LA PIEL

Pinza
Accesorios



Pinza

Pinza para uso con bolsa drenable para colostomía/ileostomía. El cierre hermético de la pinza proporciona un ajuste seguro. Su click audible permite saber que se ha realizado el ajuste perfecto.

La pinza está elaborada en un plástico resistente al peso de la bolsa y a la manipulación frecuente.

	CÓDIGO ICC	PIEZAS/CAJA
SUR-FIT® PLUS PINZA	175635	10

INCONTINENCIA FECAL



Flexi-Seal[®] Privacy

Bolsas recolectoras



Bolsa de recolección de acetato de vinil etileno/cloruro de polivinilideno, para el manejo de incontinencia fecal, diseñada para ser usada con el sistema Flexi-Seal[®].

FLEXI-SEAL[®] PRIVACY BOLSAS DE RECOLECCIÓN CAPACIDAD 1 L,
EQUIPADAS CON TAPA

CÓDIGO ICC

411108

PIEZAS/CAJA

10



Nuestros Valores:

- **Impulsar la innovación y la excelencia.**
- **Preocuparse por los demás.**
- **Lograr la confianza.**



Insurgentes Sur 619, Piso 3.
Colonia Nápoles, 03810. CDMX

servicioclientes@convatec.com
www.convatec.mx
f Convatec México **@convatecmx**

Productos registrados ante Secretaría de Salud mediante COFEPRIS, para consultar el número de registro y vigencia deberá ponerse en contacto con Boston Medical Device de México S. de R.L. de C.V. al número 800 8364871 o al correo electrónico calidadmexico@convatec.com

Aut. SSA No. 193300202C8213
Fecha de publicación: enero 2020

Material dirigido a Profesional de la Salud.