



Catálogo de
productos
Premium



DIQUINSA[®]
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.



50 years
of innovation
through experience



DIQUINSA[®]
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.



50 years of innovation
through experience

Atramat
Innovation Through Experience



DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Misión 50 años

Nuestra misión es innovar, desarrollar y comercializar dispositivos médicos confiables que garanticen un mejor cuidado de la salud a través de la experiencia.

Visión 50 años (2019-2024)

Ser líder y la opción número uno en dispositivos médicos.

Incrementar sustancialmente las ventas de nuevas líneas de productos.

Establecer alianzas estratégicas para desarrollar nuevas líneas de negocio.

Expandir y consolidar nuestra presencia en mercados internacionales.

Desarrollar equipos de trabajo para potenciar el talento del personal.



DIQUINSA[®]
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Durante 50 años
hemos mejorado
la vida de millones
de pacientes en
todo el mundo,
innovando a través
de la experiencia y
prosperando juntos
hacia el futuro.



Atramat
Innovation Through Experience

Desde hace 50 años, en Internacional Farmacéutica y su marca Atramat®, hemos contribuido a mejorar la vida de millones de pacientes en todo el mundo, produciendo productos quirúrgicos de la más alta calidad para el beneficio de miles de cirujanos y millones de pacientes, convirtiéndonos así en uno de los mayores proveedores de suturas quirúrgicas del mundo, vendiendo a más de 80 países a través de una red global de socios comerciales expertos.

Nuestro Sistema de Gestión de la Calidad cumple con los requisitos de la Norma ISO 13485:2016; contamos con las Certificaciones bajo el esquema MDSAP (Programa de Auditoría Única de Dispositivos Médicos) y con las de Buenas Prácticas de Fabricación emitidas por los Ministerios de Salud de México (COFEPRIS) y Brasil (ANVISA). Asimismo, cumplimos con estándares de numerosas jurisdicciones regulatorias, incluidos FDA de los Estados Unidos de América y el Ministerio de Salud de Canadá (Health Canada). Finalmente, nuestros productos cuentan con la marca CE que indica que cumplen con las regulaciones para dispositivos médicos de la Unión Europea y poseen la aprobación por parte de FDA (510k), lo cual nos permite comercializar la marca Atramat® en diversos mercados.

Somos una empresa mexicana cuya ética de trabajo, atención al cliente y logística, han permitido una estrecha relación con nuestros socios comerciales nacionales e internacionales, fortaleciendo la confiabilidad en nuestros productos; lo que, aunado a la constante capacitación a cirujanos y enfermeras en nuestro amplio portafolio, han hecho de Atramat una marca con alto reconocimiento mundial.

Continuamos innovando en nuestras líneas de productos a la que se integra nuestra LÍNEA PREMIUM de suturas no absorbibles, absorbibles con y sin recubrimiento antibacterial, dispositivos de cierre de heridas sin nudos; además de las familias de hemostáticos quirúrgicos y dispositivos para mínima invasión. De esta forma, Atramat® confirma que seguirá proporcionando dispositivos médicos que cumplan con los más rigurosos estándares de calidad, siempre con los valores y el servicio con los que hemos sido reconocidos a través de los años.


Estoy convencido que esta nueva línea PREMIUM beneficiará a los profesionales de la salud para un adecuado cuidado de sus pacientes y su pronta recuperación.

Alejandro von Mohr

Ing. Alejandro von Mohr
CEO



DIQUINSA
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.



50 years
of innovation
through experience



DIQUINSA[®]
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.



INTERNACIONAL
FARMACÉUTICA S.A. DE C.V.

Atramat
Innovation Through Experience

Atramat

CE 0086

USP 2-0

Premium Regular / EP 3
Ahusada Regular Taper Point
1/2 Circle / Circulo

SR36 36 mm

PGLA90
poly (glycolide-co-L-lactide)
poli (glicolida-co-L-lactida)

REF SR36302

12 Packs
Paquetes

Synthetic / Sintética
Con recubrimiento / Coated
Suture U.S.P. / Sutura Quirúrgica Sintética U.S.P.

2017-03-17
2022-03-16

70cm

STERILE / ESTÉRIL
LD330171241



DIQUINSA

DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

E-E

E 6.5

4

100 /2 -30

N

Como leer nuestras claves de producto

Tipo de Aguja	Curvatura de Aguja	Longitud de la Aguja	Tipo de Hebra	Calibre de Sutura	Terminación de Clave	Calibre USP	Longitudes de Hebra												Color de la hebra			
							Armado sencillo	Armado Doble	15	20	30	45	60	70	75	90	150	240				
E-S Ahusada Premium	3/8	E	4 mm																			
E Espatulada Premium	1/2		5 mm																			
E-E Espatulada Supraglyde	1/4	A	6.5mm	Familia de Producto																		
	5/8	H	6.6 mm																			
SC Ahusada Gruesa Premium			7 mm	28 PGLA90 PLUS	1 = 0															Violeta/Beige		
SR Ahusada Regular Premium			8 mm	27 PDX PLUS	2 = 2-0																Violeta	
P Reverso Cortante Premium			9.3 mm	26 PGC25 PLUS	3 = 30																Violeta, Incoloro	
P-P Reverso Cortante Supra-Sharp			10 mm	30 PGLA90	4 = 40																Violeta, Beige	
PW Redonda Punta Cortante Premium			11 mm	29 PGLA90 RAPID	5 = 50																Beige	
KW Redonda Punta Cortante Gruesa Premium			13 mm	0 PGC25	6 = 60																Violeta, Incoloro	
K Reverso Cortante Gruesa Premium			16 mm	7 PDX	7 = 70																Violeta, Incoloro	
PU Cortante Premium Recta			17 mm	1 Catgut Crómico	8 = 1																Violeta, Incoloro	
HP Cortante Atraglide®			19 mm	2 Catgut Simple	9 = 2																Café	
UL Electrodo para Marcapasos Temporal Cortante con Punto de Ruptura			20 mm	3 Seda	30 = 3																Amarillo	
Z Punta Roma			22 mm	6 Polipropileno	50 = 5																Azul	
CVS Ahusada Supraglyde			24 mm	5 Poliéster	60 = 6																Verde, Blanco	
CVY Ahusada Punta Cortante Supraglyde			26 mm	4 Nylon	80 = 8-0																Negro, Azul	
X Ahusada Extra Gruesa			30 mm	3 Seda	90 = 9-0																Negro, Blanco, Azul	
			36 mm	10 Acero	110 = 110																	Acero

Clave de ejemplo:

E-EE6.54100/ 2-30N

Tiempos de Absorción:



50% de Resistencia Tensil en la 1ra semana

Absorción completa en 42 días



75% de Resistencia Tensil en la 2da semana y 50% de Resistencia Tensil en la 3ra semana

Absorción completa entre 60 - 80 días



Pérdida de la Resistencia Tensil de 7 a 14 días aproximadamente

Absorción completa entre 50 - 70 días



Pérdida de la Resistencia Tensil de 14 a 21 días aproximadamente

Absorción completa entre 60 - 90 días



75% de Resistencia Tensil en la 2da semana y 50% de Resistencia Tensil en la 3ra semana

Absorción completa entre 60 - 90 días



79% de Resistencia Tensil en la primera semana y 40% de Resistencia Tensil en la segunda semana

Absorción completa entre 90 - 110 días




70% de Resistencia Tensil en la 4ta semana y 50% de Resistencia Tensil en la 6ta semana

Absorción completa entre 180 - 220 días



DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.



DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.



Nuestra línea de Agujas

Atramat
Innovation Through Experience



DIQUINSA[®]
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Nuestras Agujas

Tecnología de manufactura Alemana.

Agujas para cirugía de alta especialidad:

- Cardiovascular
- Oftálmica
- Plástica, estética y reconstructiva

Agujas siliconizadas con una gran combinación de:


- Curvaturas
- Longitud
- Puntas



Curvatura			
1/4 de Círculo 90°	3/8 de Círculo 135°	1/2 de Círculo 180°	5/8 de Círculo 225°

Agujas Atramat®

Geometría



Punta:

Ahusada Premium

Aguja ahusada, cuerpo redondo cilíndrico aplanado para un mayor control con el porta agujas.

*No tiene filos, mínimo trauma en el tejido, diseñada para permitir una fácil penetración en tejidos blandos.




Punta:

Cortante Atraglide®

· Aguja con punta diamante estilizada que facilita la penetración en el tejido, manteniendo su control.

· 4 ejes cortantes que se integran al cuerpo de la aguja ayudando a reducir el riesgo de trauma tisular.

Uso recomendado:
Cierre cuticular y cierre Subdérmico.




Punta:

Reverso Cortante Premium

Aguja Cortante, patrón de corte triangular, con sus ejes cortantes en la parte externa del cuerpo de la aguja.

Uso recomendado:
Cierre cuticular y cierre subdérmico.



Punta:

Espatulada Supraglyde

· Aguja espatulada plana y delgada. Con tres filos, dos laterales y uno en la parte inferior del cuerpo de la aguja. La geometría de esta aguja reduce el riesgo de trauma y evita la penetración involuntaria de tejidos más profundos del ojo.

Su cuerpo aplanado permite una sujeción precisa en el porta-agujas y un mayor control durante la penetración en los tejidos del ojo.

Uso recomendado:
procedimientos oftalmológicos.



Punta:

Reverso Cortante Supra-Sharp

· Aguja Cortante, patrón de corte triangular, con un eje cortante en la parte externa del cuerpo de la aguja.

· Aguja con vértices mas finos para facilitar la penetración del tejido.

Uso Recomendado: cierre cuticular y cierre subdérmico.




DIQUINSA®

DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Agujas Atramat®

Geometría




Punta:



Redonda Punta Cortante

· Aguja cuerpo redondo, patrón de corte circular, reduce el riesgo de desgarres del tejido por la tensión ejercida por la sutura.

Uso recomendado:
Tejidos duros (Esternón, huesos).



Punta:




Ahusada Supraglyde

· Aguja ahusada, cuerpo cilíndrico, aplanado en la parte media, lo que le confiere un mayor control con el porta agujas.

· En la porción proximal a la punta presenta una forma cónica con un adelgazamiento paulatino hasta terminar en punta, facilitando la penetración de la aguja reduciendo el trauma.

Uso recomendado:
Cirugía cardiovascular.



Punta:



Antirreflejante Supraglyde

· Aguja ahusada, cuerpo cilíndrico, aplanado en la parte media para un mayor control del porta agujas.

· En la porción próxima a la punta presenta una forma cónica con un adelgazamiento paulatino hasta terminar en punta.

Ideal para la penetración en tejidos duros (calcificados y/o placas ateromatosas, paso suave a través del tejido, no incrementa el trauma tisular.

· Aguja anti-reflejante negra que permite una mejor visualización en campo quirúrgico evitando el reflejo durante la cirugía.

Uso recomendado:
Cirugía cardiovascular.



DIQUINSA®

DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.



X

Ahusada Extra Gruesa
1/2 Círculo

X48
48 mm



X65
65 mm



X70
70 mm



SR

Ahusada Regular Premium
1/2 Círculo

SR17
17 mm



SR20
20 mm



SR26
26 mm



SR36
36 mm



E-SE

Ahusada Premium
3/8 Círculo

E-SE4
4 mm



E-SE5
5 mm



E-SE6.5
6.5 mm



SG

Ahusada Gruesa Premium
1/2 Círculo

SG26
26 mm



SG30
30 mm



SG36
36 mm



SG40
40 mm



SG48
48 mm



SGH

Ahusada Gruesa Premium
5/8 Círculo

SGH26
26 mm



SCH36
36 mm




DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Agujas Atramat®




Reverso Cortante Gruesa Premium
1/2 Círculo

- K17**
17 mm
- K22**
22 mm
- K36**
36 mm




Reverso Cortante Premium
3/8 Círculo

- PE16**
16 mm
- PE19**
19 mm
- PE24**
24 mm
- PE26**
26 mm
- PE45**
45 mm
- PE75**
75 mm



Reverso Cortante Premium
1/2 Círculo

- P13**
13 mm
- P22**
22 mm
- P26**
26 mm
- P30**
30 mm
- P36**
36 mm
- P40**
40 mm



Cortante Premium Recta

- PU60**
60 mm




DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.



UL

Electrodo para Marcapasos Temporal Cortante con Punto de Ruptura



P-P

Reverso Cortante Supra-Sharp 1/2 Círculo



P-PE

Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo





Z


Punta Roma
1/2 Círculo

Z36
36 mm

Z40
40 mm

Z48
48 mm

Z65
65 mm



KW

Redonda Punta Cortante
Gruesa Premium
1/2 Círculo

KW40
40 mm

KW45
45 mm

KW48
48 mm

KW55
55 mm



PWE

Redonda Punta Cortante
Premium
3/8 Círculo

PWE17
17 mm



CVS

Ahusada Supraglyde
1/2 Círculo

CVS8
8 mm

CVS10
10 mm

CVS17
17 mm

CVS20
20 mm

CVS26
26 mm



CVSE

Ahusada Supraglyde
3/8 Círculo

CVSE6.5
6.5 mm

CVSE8
8 mm

CVSE9.3
9.3 mm

CVSE13
13 mm





**Ahusada Punta Cortante
Supraglyde**
1/2 Círculo



**Ahusada Punta Cortante
Supraglyde**
3/8 Círculo



Ahusada Supraglyde
3/8 Círculo



**Ahusada Antirreflejante
Supraglyde**
3/8 Círculo



Espatulada Supraglyde
1/2 Círculo




Espatulada Supraglyde
3/8 Círculo



Espatulada Supraglyde
1/4 Círculo



Cortante Atraglide[®]
3/8 Círculo



Nuestra línea de
Suturas Quirúrgicas

Atramot
Innovation Through Experience



DIQUINSA[®]
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.





Antibacterial



Absorbible



Trenzado

Suturas Absorbibles

PGLA90 PLUS Atramat®

Sutura Recubierta Antibacterial de Poliglactina 910 Poli(glicolida-co-lactida)

Indicada en aproximación de tejidos blandos y/o ligaduras, pero no está indicado su uso en tejidos cardiovasculares, oftálmicos ni neurológicos.

Resistencia tensil:

segunda semana 75% de la fuerza tensil original, tercer semana 46%

Absorción Total: 56 - 70 días.



Compuesta de: copolimero de ácido glicolico y de lactida [poli(glicolida-co-lactida)].

Recubrimiento antibacterial: Diacetato de Clorhexidina.

Recubrimiento: Poli(glicolida-co-lactida) y Estearato de calcio.

Absorción: Hidrólisis.

Color de la hebra: Violeta, Beige (Incoloro).

Características:

- El Diacetato de Clorhexidina es un agente antibacterial de amplio espectro que inhibe el crecimiento de bacterias Staphylococcus aureus, Escherichia coli.
- Mínima reacción tisular.
- Mayor seguridad en el nudo con la técnica quirúrgica adecuada.
- El color violeta brinda excelente visibilidad en el campo quirúrgico.

* Para mayor información consultar instructivo de uso.

Atramat
Innovation Through Experience



Suturas Absorbibles

PGLA90 Plus Atramat®

Sutura Recubierta Antibacterial de Poliglactina 910 Poli(glicolida-co-lactida)

Registro Sanitario No. 0449C2014 SSA

○ Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Aguja
SR17


Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
17 mm	70 cm	Violeta	4-0	1.5	SR17284
17 mm	70 cm	Violeta	3-0	2	SR17283

○ Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Aguja
SR20


Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
20 mm	70 cm	Violeta	4-0	1.5	SR20284
20 mm	70 cm	Violeta	3-0	2	SR20283

○ Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Aguja
SR26


Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	70 cm	Violeta	5-0	1	SR26285
26 mm	70 cm	Violeta	4-0	1.5	SR26284
26 mm	70 cm	Violeta	3-0	2	SR26283
26 mm	70 cm	Violeta	2-0	3	SR26282
26 mm	70 cm	Violeta	0	3.5	SR26281

PGLA90 Plus Atramat®

Sutura Recubierta Antibacterial de Poliglactina 910 Poli(glicolida-co-lactida)

Registro Sanitario No. 0449C2014 SSA



○ Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
36 mm	70 cm	Violeta	3-0	2	SR36283
36 mm	70 cm	Violeta	2-0	3	SR36282
36 mm	70 cm	Violeta	0	3.5	SR36281

○ Ahusada Guesa Premium 1/2 Círculo



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	70 cm	Violeta	2-0	3	SG26282
26 mm	70 cm	Violeta	0	3.5	SG26281
26 mm	70 cm	Violeta	1	4	SG26288

○ Ahusada Guesa Premium 1/2 Círculo



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
36 mm	70 cm	Violeta	3-0	2	SG36283
36 mm	70 cm	Violeta	2-0	3	SG36282
36 mm	90 cm	Violeta	2-0	3	SG36282-90
36 mm	70 cm	Violeta	0	3.5	SG36281
36 mm	90 cm	Violeta	0	3.5	SG36281-90
36 mm	70 cm	Violeta	1	4	SG36288
36 mm	90 cm	Violeta	1	4	SG36288-90



○ Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Aguja

SG40



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
40 mm	70 cm	Violeta	3-0	2	SG40283
40 mm	70 cm	Violeta	2-0	3	SG40282
40 mm	70 cm	Violeta	0	3.5	SG40281
40 mm	90 cm	Violeta	0	3.5	SG40281-90
40 mm	70 cm	Violeta	1	4	SG40288
40 mm	90 cm	Violeta	1	4	SG40288-90

○ Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Aguja

SG48



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
48 mm	90 cm	Violeta	2-0	3	SG48282-90
48 mm	90 cm	Violeta	0	3.5	SG48281-90
48 mm	90 cm	Violeta	1	4	SG48288-90

○ Ahusada Gruesa Premium 5/8 Círculo

Aguja

SGH26



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	70 cm	Violeta	2-0	3	SGH26282
26 mm	70 cm	Violeta	0	3.5	SGH26281
26 mm	70 cm	Violeta	1	4	SGH26288

Suturas Absorbibles

PGLA90 Plus Atramat®

Sutura Recubierta Antibacterial de Poliglactina 910 Poli(glicolida-co-lactida)

Registro Sanitario No. 0449C2014 SSA

 Ahusada Gruesa Premium 5/8 Círculo

Aguja

SGH36

Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
36 mm	70 cm	Violeta	3-0	2	SGH36283
36 mm	70 cm	Violeta	2-0	3	SGH36282
36 mm	70 cm	Violeta	0	3.5	SGH36281

 Reverso Cortante Premium 1/2 Círculo

Aguja

P36



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
36 mm	70 cm	Violeta	2-0	3	P36282
36 mm	70 cm	Violeta	0	3.5	P36281
36 mm	70 cm	Violeta	1	4	P36288

 Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Aguja

P-PE19



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
19 mm	70 cm	Beige	5-0	1	P-PE19285-B

Suturas Absorbibles

PGLA90 Plus Atramat®

Sutura Recubierta Antibacterial de Poliglactina 910 Poli(glicolida-co-lactida)

Registro Sanitario No. 0449C2014 SSA



Reverso Cortante Gruesa Premium 1/2 Círculo

Aguja

K36



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
36 mm	70 cm	Beige	1	4	K36288-B



Punta Roma 1/2 Círculo

Aguja

Z36



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
36 mm	70 cm	Beige	2-0	3	Z36282-B
36 mm	90 cm	Beige	2-0	3	Z36282-90B
36 mm	90 cm	Beige	1	4	Z36288-90B



Punta Roma 1/2 Círculo

Aguja

Z40



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
40 mm	90 cm	Beige	0	3.5	Z40281-90B



DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.



Antibacterial



Absorbible



Monofilamento

Suturas Absorbibles

PDX PLUS Atramat®

Sutura Antibacterial de Polidioxanona

Indicada para uso general en aproximación de tejidos blandos y/o ligaduras, incluyendo su uso en cirugía cardiovascular pediátrica. No está indicada para cirugía cardiovascular en adultos, microcirugía, neurocirugía, oftalmología.

Resistencia tensil:

cuarta semana 70% de la fuerza tensil original, sexta semana 50%.

Absorción Total: 180 - 210 días.



Compuesta de: monómero p-dioxanona.

Recubrimiento antibacterial: Diacetato de Clorhexidina.

Absorción: Hidrólisis.

Color de la hebra: Violeta.

Características:

- El Diacetato de Clorhexidina es un agente antibacterial de amplio espectro que inhibe el crecimiento de bacterias Staphylococcus aureus, Escherichia coli.
- Mínima reacción tisular.
- Mayor seguridad en el nudo con la técnica quirúrgica adecuada.
- El color violeta brinda excelente visibilidad en el campo quirúrgico.

* Para mayor información consultar instructivo de uso.

Atramat
Innovation Through Experience



Suturas Absorbibles
PDX PLUS Atramat®
 Sutura Antibacterial de Polidioxanona
 Registro Sanitario No. 0438C2015 SSA

○ Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
17 mm	70 cm	Violeta	5-0	1	SR17275
17 mm	70 cm	Violeta	4-0	1.5	SR17274
17 mm	70 cm	Violeta	3-0	2	SR17273

○ Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
20 mm	70 cm	Violeta	4-0	1.5	SR20274
20 mm	70 cm	Violeta	3-0	2	SR20273

○ Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	70 cm	Violeta	4-0	1.5	SR26274
26 mm	70 cm	Violeta	3-0	2	SR26273
26 mm	70 cm	Violeta	2-0	3	SR26272

PDX PLUS Atramat®

Sutura Antibacterial de Polidioxanona

Registro Sanitario No. 0438C2015 SSA



○ Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Aguja

SG26



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	70 cm	Violeta	3-0	2	SG26273
26 mm	70 cm	Violeta	2-0	3	SG26272
26 mm	70 cm	Violeta	0	3.5	SG26271

○ Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Aguja

SG36



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
36 mm	70 cm	Violeta	3-0	2	SG36273
36 mm	70 cm	Violeta	2-0	3	SG36272
36 mm	70 cm	Violeta	0	3.5	SG36271
36 mm	90 cm	Violeta	0	3.5	SG36271-90
36 mm	70 cm	Violeta	1	4	SG36278
36 mm	90 cm	Violeta	1	4	SG36278-90

○ Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Aguja

SG40



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
40 mm	90 cm	Violeta	2-0	3	SG40272-90
40 mm	70 cm	Violeta	0	3.5	SG40271
40 mm	90 cm	Violeta	0	3.5	SG40271-90
40 mm	70 cm	Violeta	1	4	SG40278
40 mm	90 cm	Violeta	1	4	SG40278-90

Suturas Absorbibles


PDX PLUS Atramat®

Sutura Antibacterial de Polidioxanona
Registro Sanitario No. 0438C2015 SSA

 Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Aguja

SG48



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
48 mm	90 cm	Violeta	1	4	SG48278-90

 Reverso Cortante Premium 1/2 Círculo

Aguja

P36



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
36 mm	70 cm	Violeta	2-0	3	P36272

 Cortante Atraglide® 3/8 Círculo

Aguja

HPE13



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
13 mm	45 cm	Violeta	5-0	1	HPE13275-45
13 mm	45 cm	Violeta	4-0	1.5	HPE13274-45

PDX PLUS Atramat®

Sutura Antibacterial de Polidioxanona

Registro Sanitario No. 0438C2015 SSA



Cortante Atraglide® 3/8 Círculo

Aguja
HPE19

Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
19 mm	45 cm	Violeta	5-0	1	HPE19275-45
19 mm	45 cm	Violeta	4-0	1.5	HPE19274-45
19 mm	45 cm	Violeta	3-0	2	HPE19273-45



Cortante Atraglide® 3/8 Círculo

Aguja
HPE24

Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
24 mm	45 cm	Violeta	3-0	2	HPE24273-45



Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Aguja
P-PE13

Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
13 mm	45 cm	Violeta	5-0	1	P-PE13275-45
13 mm	45 cm	Violeta	4-0	1.5	P-PE13274-45



DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas Absorbibles

PDX PLUS Atramat®

Sutura Antibacterial de Polidioxanona

Registro Sanitario No. 0438C2015 SSA



Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Aguja

P-PE19



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
19 mm	45 cm	Violeta	5-0	1	P-PE19275-45
19 mm	45 cm	Violeta	4-0	1.5	P-PE19274-45
19 mm	45 cm	Violeta	3-0	2	P-PE19273-45



Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Aguja

P-PE24



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
24 mm	45 cm	Violeta	3-0	2	P-PE24273-45



Reverso Cortante Gruesa Premium 1/2 Círculo

Aguja

K22



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
22 mm	70 cm	Violeta	1	4	K22278

Suturas Absorbibles

PDX PLUS Atramat®

Sutura Antibacterial de Polidioxanona

Registro Sanitario No. 0438C2015 SSA



Reverso Cortante Gruesa Premium 1/2 Círculo

Aguja

K36




Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
36 mm	70 cm	Violeta	0	3.5	K36271



Ahusada Supraglyde 1/2 Círculo

Aguja

CVS17



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
17 mm	75 cm	Violeta	5-0	1	CVS17275/2



Ahusada Supraglyde 3/8 Círculo

Aguja

CVSE13



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
13 mm	75 cm	Violeta	5-0	1	CVSE13275/2



DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas Absorbibles

PDX PLUS Atramat®

Sutura Antibacterial de Polidioxanona
 Registro Sanitario No. 0438C2015 SSA

 Punta Roma Premium 1/2 Círculo



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
36 mm	70 cm	Violeta	0	3.5	Z36271
36 mm	90 cm	Violeta	1	4	Z36278-90

 Punta Roma Premium 1/2 Círculo



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
40 mm	90 cm	Violeta	0	3.5	Z40271-90

 Punta Roma 1/2 Círculo



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
48 mm	150 cm	Violeta	0	3.5	Z48271-150

PDX PLUS Atramat®


Sutura Antibacterial de Polidioxanona

Registro Sanitario No. 0438C2015 SSA

 Punta Roma 1/2 Círculo

Aguja

Z65



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
65 mm	70 cm	Violeta	1	4	Z65278

 Ahusada Extra Gruesa 1/2 Círculo

Aguja

X48



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
48 mm	150 cm	Violeta	0	3.5	X48271-150LOOP

 Ahusada Extra Gruesa 1/2 Círculo

Aguja

X65



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
65 mm	150 cm	Violeta	0	3.5	X65271-150LOOP
65 mm	240 cm	Violeta	1	4	X65278-240LOOP

Suturas Absorbibles

PDX PLUS Atramat®


Sutura Antibacterial de Polidioxanona
Registro Sanitario No. 0438C2015 SSA

○ Ahusada Extra Gruesa 1/2 Círculo

Aguja

X70

Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
70 mm	240 cm	Violeta	1	4	X70278-240LOOP





Antibacterial



Absorbible



Monofilamento

Suturas Absorbibles

PGC25 Plus Atramat®

Sutura Antibacterial de Poli(glicólida-co-epsilon-caprolactona)

Indicada en aproximación de tejidos blandos, pero no está indicada en procedimientos cardiovasculares, neurológicos, microcirugía, oftalmología.

Resistencia tensil: primera semana 70% de la fuerza tensil original, segunda semana 40%.

Absorción Total: 110 días.



Compuesta de: Copolímero de glicolida y caprolactona [Poli(glicolida-co-épsilon-caprolactona)].

Recubrimiento antibacterial: Diacetato de Clorhexidina.

Absorción: Hidrólisis.

Color de la hebra: Violeta o Incolora.

Características:

- El Diacetato de Clorhexidina es un agente antibacterial de amplio espectro que inhibe el crecimiento de bacterias Staphylococcus aureus, Escherichia coli.
- Mínima reacción tisular.
- Mayor seguridad en el nudo con la técnica quirúrgica adecuada.
- El color violeta brinda excelente visibilidad en el campo quirúrgico.

* Para mayor información consultar instructivo de uso.

Atramat
Innovation Through Experience

Registro Sanitario No. 0310C2015 SSA



DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas Absorbibles

PGC25 PLUS Atramat®

Sutura Antibacterial de Poli(glicólida-co-epsilon-caprolactona)

Registro Sanitario No. 0310C2015 SSA

○ Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Aguja

SR17



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
17 mm	70 cm	Violeta	5-0	1	SR17265
17 mm	70 cm	Violeta	4-0	1.5	SR17264

○ Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Aguja

SR26



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	70 cm	Violeta	4-0	1.5	SR26264
26 mm	70 cm	Violeta	3-0	2	SR26263
26 mm	70 cm	Violeta	2-0	3	SR26262

○ Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Aguja

SG26



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	70 cm	Violeta	2-0	3	SG26262

PGC25 PLUS Atramat®

Sutura Antibacterial de Poli(glicólida-co-epsilon-caprolactona)
 Registro Sanitario No. 0310C2015 SSA

○ Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
36 mm	70 cm	Violeta	2-0	3	SG36262
36 mm	90 cm	Violeta	2-0	3	SG36262-90
36 mm	70 cm	Violeta	0	3.5	SG36261
36 mm	90 cm	Violeta	0	3.5	SG36261-90
36 mm	70 cm	Violeta	1	4	SG36268
36 mm	90 cm	Violeta	1	4	SG36268-90

○ Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
40 mm	90 cm	Violeta	0	3.5	SG40261-90

○ Ahusada Gruesa Premium 5/8 Círculo



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	70 cm	Violeta	2-0	3	SGH26262

Suturas Absorbibles

PGC25 PLUS Atramat®

Sutura Antibacterial de Poli(glicólida-co-epsilon-caprolactona)

Registro Sanitario No. 0310C2015 SSA



Cortante Atraglide® 3/8 Círculo

Aguja
HPE11

Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
11 mm	45 cm	Incoloro	5-0	1	HPE11265-45B



Cortante Atraglide® 3/8 Círculo

Aguja
HPE13

Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
13 mm	45 cm	Incoloro	5-0	1	HPE13265-45B



Cortante Atraglide® 3/8 Círculo

Aguja
HPE19

Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
19 mm	45 cm	Incoloro	5-0	1	HPE19265-45B
19 mm	70 cm	Incoloro	4-0	1.5	HPE19264-B
19 mm	45 cm	Incoloro	4-0	1.5	HPE19264-45B
19 mm	70 cm	Incoloro	3-0	2	HPE19263-B



DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas Absorbibles

PGC25 PLUS Atramat®

Sutura Antibacterial de Poli(glicólida-co-epsilon-caprolactona)

Registro Sanitario No. 0310C2015 SSA



Cortante Atraglide® 3/8 Círculo

Aguja

HPE24



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
24 mm	70 cm	Incoloro	3-0	2	HPE24263-B



Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Aguja

P-PE11



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
11 mm	45 cm	Incoloro	5-0	1	P-PE11265-45B



Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Aguja

P-PE13



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
13 mm	45 cm	Incoloro	5-0	1	P-PE13265-45B



DIQUINSA®

DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas Absorbibles

PGC25 PLUS Atramat®

Sutura Antibacterial de Poli(glicólida-co-epsilon-caprolactona)

Registro Sanitario No. 0310C2015 SSA



Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Aguja

P-PE19



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
19 mm	45 cm	Incoloro	5-0	1	P-PE19265-45B
19 mm	70 cm	Incoloro	4-0	1.5	P-PE19264-B
19 mm	45 cm	Incoloro	4-0	1.5	P-PE19264-45B
19 mm	70 cm	Incoloro	3-0	2	P-PE19263-B



Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Aguja

P-PE24



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
24 mm	70 cm	Incoloro	3-0	2	P-PE24263-B



Punta Roma 1/2 Círculo

Aguja

Z26



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	70 cm	Violeta	3-0	2	Z26263



Absorbible



Trenzado

Suturas Absorbibles

PGLA90 Atramat®

Poli (glicólida-co-L-lactida)

Indicada en aproximación y/o ligadura de tejidos blandos, así como para procedimientos oftálmicos pero no está indicado su uso en procedimientos cardiovasculares, neurológicos y de microcirugía.

Resistencia tensil: segunda semana 75% de la fuerza tensil original.

Absorción Total: 60 - 80 días.



Compuesta de: Copolimero de ácido glicólico y de L-lactida [poli(glicólida-co-L-lactida)].

Recubrimiento: Poli(glicólida-co-L-lactida) y Estearato de calcio.

Absorción: Hidrólisis.

Color de la hebra: Violeta o Beige (Incoloro).

Características:

- Mínima reacción tisular.
- Mayor seguridad en el nudo con la técnica quirúrgica adecuada.
- El color violeta brinda excelente visibilidad en el campo quirúrgico.

* Para mayor información consultar instructivo de uso.

Atramat
Innovation Through Experience

Registro Sanitario No. 0896C2005 SSA



DIQUINSA
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas Absorbibles

PGLA90 Atramat®

Poli (glicólida-co-L-lactida)

Registro Sanitario No. 0896C2005 SSA

○ Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Aguja
SR17


Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
17 mm	70 cm	Violeta	5-0	1	SR17305
17 mm	70 cm	Violeta	4-0	1.5	SR17304

○ Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Aguja
SR20


Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
20 mm	70 cm	Violeta	4-0	1.5	SR20304
20 mm	70 cm	Violeta	3-0	2	SR20303

○ Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Aguja
SR26


Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	70 cm	Violeta	4-0	1.5	SR26304
26 mm	70 cm	Violeta	3-0	2	SR26303
26 mm	70 cm	Violeta	2-0	3	SR26302
26 mm	70 cm	Violeta	0	3.5	SR26301

Suturas Absorbibles

PGLA90 Atramat®

Poli (glicólida-co-L-lactida)

Registro Sanitario No. 0896C2005 SSA



○ Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Aguja

SR36



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
36 mm	70 cm	Violeta	3-0	2	SR36303
36 mm	70 cm	Violeta	2-0	3	SR36302
36 mm	70 cm	Violeta	0	3.5	SR36301

○ Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Aguja

SG26



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	70 cm	Violeta	1	4	SG26308

○ Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Aguja

SG36



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
36 mm	70 cm	Violeta	3-0	2	SG36303
36 mm	70 cm	Violeta	2-0	3	SG36302
36 mm	90 cm	Violeta	2-0	3	SG36302-90
36 mm	70 cm	Violeta	0	3.5	SG36301
36 mm	90 cm	Violeta	0	3.5	SG36301-90
36 mm	70 cm	Violeta	1	4	SG36308
36 mm	90 cm	Violeta	1	4	SG36308-90

Suturas Absorbibles

PGLA90 Atramat®

Poli (glicólida-co-L-lactida)

Registro Sanitario No. 0896C2005 SSA

○ Ahusada Guesa Premium 1/2 Círculo

Aguja

SG40



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
40 mm	70 cm	Violeta	2-0	3	SG40302
40 mm	70 cm	Violeta	0	3.5	SG40301
40 mm	70 cm	Violeta	1	4	SG40308

○ Ahusada Guesa Premium 1/2 Círculo

Aguja

SG48



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
48 mm	90 cm	Violeta	1	4	SG48308-90
48 mm	90 cm	Violeta	2	5	SG48309-90

○ Ahusada Guesa Premium 5/8 Círculo

Aguja

SGH26



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	70 cm	Violeta	2-0	3	SGH26302
26 mm	70 cm	Violeta	0	3.5	SGH26301

Suturas Absorbibles

PGLA90 Atramat®

Poli (glicólida-co-L-lactida)

Registro Sanitario No. 0896C2005 SSA

 Ahusada Gruesa Premium 5/8 Círculo

Aguja

SGH36



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
36 mm	70 cm	Violeta	3-0	2	SGH36303
36 mm	70 cm	Violeta	2-0	3	SGH36302
36 mm	70 cm	Violeta	0	3.5	SGH36301

 Reverso Cortante Premium 1/2 Círculo

Aguja

P22



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
22 mm	70 cm	Violeta	3-0	2	P22303
22 mm	70 cm	Violeta	2-0	3	P22302

 Reverso Cortante Premium 1/2 Círculo

Aguja

P26



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	70 cm	Violeta	2-0	3	P26302
26 mm	70 cm	Violeta	0	3.5	P26301
26 mm	70 cm	Violeta	1	4	P26308



DIQUINSA®

DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas Absorbibles

PGLA90 Atramat®

Poli (glicólida-co-L-lactida)

Registro Sanitario No. 0896C2005 SSA



Reverso Cortante Premium 1/2 Círculo

Aguja

P36



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
36 mm	70 cm	Violeta	0	3.5	P36301
36 mm	70 cm	Violeta	1	4	P36308
36 mm	90 cm	Violeta	1	4	P36308-90



Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Aguja

PE19



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
19 mm	70 cm	Incoloro	5-0	1	PE19305-B
19 mm	70 cm	Incoloro	4-0	1.5	PE19304-B
19 mm	70 cm	Incoloro	3-0	2	PE19303-B



Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Aguja

PE24



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
24 mm	70 cm	Violeta	2-0	3	PE24302

Suturas Absorbibles

PGLA90 Atramat®

Polí (glicólida-co-L-lactida)

Registro Sanitario No. 0896C2005 SSA



Cortante Atraglide® 1/2 Círculo

Aguja

HP16



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
16 mm	45 cm	Incoloro	6-0	0.7	HP16306-45B



Cortante Atraglide® 3/8 Círculo

Aguja

HPE13



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
13 mm	45 cm	Incoloro	6-0	0.7	HPE13306-45B
13 mm	45 cm	Incoloro	5-0	1	HPE13305-45B



Cortante Atraglide® 3/8 Círculo

Aguja

HPE16



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
16 mm	45 cm	Incoloro	5-0	1	HPE16305-45B



Cortante Atraglide® 3/8 Círculo

Aguja

HPE19



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
19 mm	45 cm	Incoloro	4-0	1.5	HPE19304-45B



DIQUINSA®

DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas Absorbibles

PGLA90 Atramat®

Poli (glicólida-co-L-lactida)

Registro Sanitario No. 0896C2005 SSA



Cortante Atraglide® 3/8 Círculo

Aguja

HPE24



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
24 mm	45 cm	Incoloro	3-0	2	HPE24303-45B



Reverso Cortante Supra-Sharp 1/2 Círculo

Aguja

P-P16



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
16 mm	45 cm	Incoloro	6-0	0.7	P-P16306-45B



Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Aguja

P-PE13



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
13 mm	45 cm	Incoloro	6-0	0.7	P-PE13306-45B
13 mm	45 cm	Incoloro	5-0	1	P-PE13305-45B



DIQUINSA®

DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas Absorbibles

PGLA90 Atramat®

Polí (glicólida-co-L-lactida)

Registro Sanitario No. 0896C2005 SSA



Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Aguja

P-PE16



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
16 mm	45 cm	Incoloro	5-0	1	P-PE16305-45B



Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Aguja

P-PE19



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
19 mm	45 cm	Incoloro	4-0	1.5	P-PE19304-45B



Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Aguja

P-PE24



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
24 mm	45 cm	Incoloro	3-0	2	P-PE24303-45B



DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas Absorbibles

PGLA90 Atramat®

Poli (glicólida-co-L-lactida)

Registro Sanitario No. 0896C2005 SSA

 Espatulada Supraglyde 3/8 Círculo

Aguja
E-EE6.5



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
6.5 mm	20 cm	Violeta	8-0	0.4	E-EE6.53080/2-20
6.5 mm	45 cm	Violeta	7-0	0.5	E-EE6.5307/2

 Espatulada Supraglyde 1/4 Círculo

Aguja
E-EA8



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
8 mm	45 cm	Violeta	6-0	0.7	E-EA8306/2
8 mm	45 cm	Violeta	5-0	1	E-EA8305/2



Absorbible



Trenzado



Rápida Absorción

Suturas Absorbibles

PGLA90 RAPID Atramat®

Poli (glicolida-co-L-lactida) de Rápida Absorción

Indicada en la aproximación superficial y ligadura de tejidos suaves, piel, mucosa, pero no para uso oftálmico, cardiovascular ni neurológico.

Resistencia tensil: primera semana 50% de la fuerza tensil original.

Absorción Total: 42 días.



Compuesta de: Filamentos de Homopolímero de ácido glicólico.

Recubrimiento: Policaprolactona y Estearato de Calcio.

Absorción: Hidrólisis.

Color de la hebra: Beige (Incoloro)

Características:

- Mínima reacción tisular.
- Mayor seguridad en el nudo con la técnica quirúrgica adecuada.

* Para mayor información consultar instructivo de uso.



Registro Sanitario No. 2024C2009 SSA



DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas Absorbibles

PGLA90 RAPID Atramat®

Poli (glicólida-co-L-lactida) de Rápida Absorción
Registro Sanitario No. 2024C2009 SSA

○ Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Aguja
SR20


Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
20 mm	70 cm	Incoloro	2-0	3	SR20292-B

○ Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Aguja
SG36


Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
36 mm	90 cm	Incoloro	3-0	2	SG36293-90B
36 mm	90 cm	Incoloro	2-0	3	SG36292-90B

○ Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Aguja
SG40


Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
40 mm	90 cm	Incoloro	0	3.5	SG40291-90B
40 mm	90 cm	Incoloro	1	4	SG40298-90B

Suturas Absorbibles

PGLA90 RAPID Atramat®

Poli (glicólida-co-L-lactida) de Rápida Absorción

Registro Sanitario No. 2024C2009 SSA



Cortante Atraglide® 3/8 Círculo

Aguja

HPE11



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
11 mm	45 cm	Incoloro	6-0	0.7	HPE11296-45B



Cortante Atraglide® 3/8 Círculo

Aguja

HPE13



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
13 mm	45 cm	Incoloro	5-0	1	HPE13295-45B



Cortante Atraglide® 3/8 Círculo

Aguja

HPE19



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
19 mm	45 cm	Incoloro	4-0	1.5	HPE19294-45B
19 mm	45 cm	Incoloro	3-0	2	HPE19293-45B



DIQUINSA®

DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas Absorbibles

PGLA90 RAPID Atramat®

Poli (glicólida-co-L-lactida) de Rápida Absorción

Registro Sanitario No. 2024C2009 SSA



Cortante Atraglide® 3/8 Círculo

Aguja

HPE26



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	70 cm	Incoloro	3-0	2	HPE26293-B
26 mm	70 cm	Incoloro	2-0	3	HPE26292-B



Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Aguja

P-PE11



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
11 mm	45 cm	Incoloro	6-0	0.7	P-PE11296-45B



Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Aguja

P-PE13



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
13 mm	45 cm	Incoloro	5-0	1	P-PE13295-45B



DIQUINSA®

DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas Absorbibles

PGLA90 RAPID Atramat®

Poli (glicólida-co-L-lactida) de Rápida Absorción

Registro Sanitario No. 2024C2009 SSA



Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Aguja

P-PE19



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
19 mm	45 cm	Incoloro	4-0	1.5	P-PE19294-45B
19 mm	45 cm	Incoloro	3-0	2	P-PE19293-45B



Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Aguja

P-PE26



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	45 cm	Incoloro	3-0	2	P-PE26293-45B
26 mm	45 cm	Incoloro	2-0	3	P-PE26292-45B



Redonda Punta Cortante Premium 3/8 Círculo

Aguja

PWE17



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
17 mm	70 cm	Incoloro	3-0	2	PWE17293-B



DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.



Absorbible



Monofilamento

Suturas Absorbibles

PGC25 Atramat®

Poli(Glicólida-co-epsilon-caprolactona)

Indicada en aproximación de tejidos blandos, pero no está indicado su uso en procedimientos cardiovasculares y neurológicos.

Resistencia tensil hebra violeta: primera semana 68% de la fuerza tensil original, segunda semana 41%.

Violeta | Absorción Total: 110 días.



Resistencia tensil hebra Incolora: primera semana 79% de la fuerza tensil original, segunda semana 40%.

Incoloro | Absorción Total: 90 días.



Compuesta de: copolimero de glicolida y caprolactona [poli(glicolida-co-epsilon-caprolactona)].

Absorción: Hidrólisis.

Color de la hebra: Violeta o Incoloro (Beige).

Características:

- Mínima reacción tisular.
- Mayor seguridad en el nudo con la técnica quirúrgica adecuada.
- El color violeta brinda excelente visibilidad en el campo quirúrgico.

* Para mayor información consultar instructivo de uso.



Registro Sanitario No. 0895C2005 SSA



DIQUINSA®

DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA NACIONAL S.A. DE C.V.

PGC25 Atramat®

Poli(Glicólida-co-epsilon-caprolactona)

Registro Sanitario No. 0895C2005 SSA



○ Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Aguja
SR17



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
17 mm	70 cm	Violeta	5-0	1	SR1705
17 mm	70 cm	Violeta	4-0	1.5	SR1704
17 mm	70 cm	Violeta	3-0	2	SR1703

○ Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Aguja
SR26



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	70 cm	Violeta	4-0	1.5	SR2604
26 mm	70 cm	Violeta	3-0	2	SR2603
26 mm	70 cm	Violeta	2-0	3	SR2602
26 mm	70 cm	Violeta	0	3.5	SR2601

○ Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Aguja
SG36



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
36 mm	70 cm	Violeta	2-0	3	SG3602
36 mm	90 cm	Violeta	2-0	3	SG3602-90
36 mm	70 cm	Violeta	0	3.5	SG3601
36 mm	90 cm	Violeta	0	3.5	SG3601-90
36 mm	70 cm	Violeta	1	4	SG3608
36 mm	90 cm	Violeta	1	4	SG3608-90

Suturas Absorbibles

PGC25 Atramat®

Poli(Glicólida-co-epsilon-caprolactona)

Registro Sanitario No. 0895C2005 SSA

 Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Aguja
SG40



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
40 mm	70 cm	Violeta	0	3.5	SG4001
40 mm	70 cm	Violeta	1	4	SG4008

 Ahusada Gruesa Premium 5/8 Círculo

Aguja
SGH26



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	70 cm	Violeta	3-0	2	SGH2603
26 mm	70 cm	Violeta	2-0	3	SGH2602

 Reverso Cortante Supra-Sharp Premium 3/8 Círculo

Aguja
P-PE11



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
11 mm	45 cm	Incoloro	6-0	0.7	P-PE1106-45B
11 mm	45 cm	Incoloro	5-0	1	P-PE1105-45B

Suturas Absorbibles

PGC25 Atramat®

Poli(Glicólida-co-epsilon-caprolactona)

Registro Sanitario No. 0895C2005 SSA



Reverso Cortante Supra-Sharp Premium 3/8 Círculo

Aguja
P-PE13



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
13 mm	45 cm	Incoloro	6-0	0.7	P-PE1306-45B
13 mm	45 cm	Incoloro	5-0	1	P-PE1305-45B
13 mm	45 cm	Incoloro	4-0	1.5	P-PE1304-45B



Reverso Cortante Supra-Sharp Premium 3/8 Círculo

Aguja
P-PE19



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
19 mm	45 cm	Incoloro	5-0	1	P-PE1905-45B
19 mm	70 cm	Incoloro	4-0	1.5	P-PE1904-B
19 mm	45 cm	Incoloro	4-0	1.5	P-PE1904-45B
19 mm	70 cm	Incoloro	3-0	2	P-PE1903-B



Reverso Cortante Supra-Sharp Premium 3/8 Círculo

Aguja
P-PE24



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
24 mm	70 cm	Incoloro	3-0	2	P-PE2403-B
24 mm	70 cm	Incoloro	2-0	3	P-PE2402-B



DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas Absorbibles

PGC25 Atramat®

Poli(Glicólida-co-epsilon-caprolactona)

Registro Sanitario No. 0895C2005 SSA



Cortante Atraglide® 3/8 Círculo

Aguja
HPE11



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
11 mm	45 cm	Incoloro	6-0	0.7	HPE1106-45B
11 mm	45 cm	Incoloro	5-0	1	HPE1105-45B



Cortante Atraglide® 3/8 Círculo

Aguja
HPE13



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
13 mm	45 cm	Incoloro	6-0	0.7	HPE1306-45B
13 mm	45 cm	Incoloro	5-0	1	HPE1305-45B
13 mm	45 cm	Incoloro	4-0	1.5	HPE1304-45B



Cortante Atraglide® 3/8 Círculo

Aguja
HPE19



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
19 mm	45 cm	Incoloro	5-0	1	HPE1905-45B
19 mm	70 cm	Incoloro	4-0	1.5	HPE1904-B
19 mm	45 cm	Incoloro	4-0	1.5	HPE1904-45B
19 mm	70 cm	Incoloro	3-0	2	HPE1903-B



DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas Absorbibles

PGC25 Atramat®

Poli(Glicólida-co-epsilon-caprolactona)

Registro Sanitario No. 0895C2005 SSA



Cortante Atraglide® 3/8 Círculo

Aguja

HPE24



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
24 mm	70 cm	Incoloro	3-0	2	HPE2403-B
24 mm	70 cm	Incoloro	2-0	3	HPE2402-B



DIQUINSA®

DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.



Absorbible



Monofilamento

Suturas Absorbibles

PDX Atramat® p-dioxanona

Indicada en aproximación y/o ligadura de tejidos blandos, en procedimientos cardiovasculares pediátricos.

Esta sutura es recomendada para el cierre de heridas que requieren de un soporte prolongado.

Resistencia tensil: Cuarta semana 70% de la fuerza tensil original, sexta semana 50%.

Absorción Total: 180 - 220 días.

1 **105** **180 - 220**

Compuesta de: monómero p-dioxanona.

Absorción: Hidrólisis.

Color de la hebra: Violeta o Incoloro.

Características:

- Mínima reacción tisular.
- Mayor seguridad en el nudo con la técnica quirúrgica adecuada.
- El color violeta brinda excelente visibilidad en el campo quirúrgico.

* Para mayor información consultar instructivo de uso.



Registro Sanitario No. 02138C2000 SSA



DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas Absorbibles

PDX Atramat®

p-dioxanona

Registro Sanitario No. 02138C2000 SSA

○ Ahusada Regular Premium 1/2 Circulo

Aguja

SR17



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
17 mm	70 cm	Violeta	5-0	1	SR1775
17 mm	70 cm	Violeta	4-0	1.5	SR1774

○ Ahusada Regular Premium 1/2 Circulo

Aguja

SR20



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
20 mm	70 cm	Violeta	4-0	1.5	SR2074
20 mm	70 cm	Violeta	3-0	2	SR2073

○ Ahusada Regular Premium 1/2 Circulo

Aguja

SR26



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	70 cm	Violeta	4-0	1.5	SR2674
26 mm	70 cm	Violeta	3-0	2	SR2673
26 mm	70 cm	Violeta	2-0	3	SR2672



DIQUINSA®

DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas Absorbibles

PDX Atramat®

p-dioxanona

Registro Sanitario No. 02138C2000 SSA

○ Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Aguja

SG26



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	70 cm	Violeta	0	3.5	SG2671

○ Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Aguja

SG36



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
36 mm	70 cm	Violeta	3-0	2	SG3673
36 mm	70 cm	Violeta	2-0	3	SG3672
36 mm	70 cm	Violeta	0	3.5	SG3671
36 mm	70 cm	Violeta	1	4	SG3678

▽ Reverso Cortante Premium 1/2 Círculo

Aguja

P26



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	70 cm	Violeta	3-0	2	P2673
26 mm	70 cm	Violeta	2-0	3	P2672

Suturas Absorbibles

PDX Atramat®

p-dioxanona

Registro Sanitario No. 02138C2000 SSA



Reverso Cortante Premium 1/2 Círculo



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
36 mm	70 cm	Violeta	2-0	3	P3672
36 mm	70 cm	Violeta	0	3.5	P3671



Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
11 mm	45 cm	Violeta	6-0	0.7	P-PE1176-45
11 mm	45 cm	Incoloro	6-0	0.7	P-PE1176-45B



Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
13 mm	45 cm	Violeta	5-0	1	P-PE1375-45
13 mm	45 cm	Incoloro	5-0	1	P-PE1375-45B
13 mm	45 cm	Violeta	4-0	1.5	P-PE1374-45



DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas Absorbibles

PDX Atramat®

p-dioxanona

Registro Sanitario No. 02138C2000 SSA



Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Aguja
P-PE16



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
16 mm	45 cm	Violeta	5-0	1	P-PE1675-45
16 mm	45 cm	Violeta	4-0	1.5	P-PE1674-45



Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Aguja
P-PE19



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
19 mm	45 cm	Violeta	4-0	1.5	P-PE1974-45
19 mm	45 cm	Incoloro	4-0	1.5	P-PE1974-45B
19 mm	45 cm	Violeta	3-0	2	P-PE1973-45



Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Aguja
P-PE24



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
24 mm	45 cm	Violeta	3-0	2	P-PE2473-45
24 mm	45 cm	Incoloro	3-0	2	P-PE2473-45B
24 mm	45 cm	Violeta	2-0	3	P-PE2472-45



DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas Absorbibles

PDX Atramat®

p-dioxanona

Registro Sanitario No. 02138C2000 SSA



Cortante Atraglide® 3/8 Círculo

Aguja
HPE11

Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
11 mm	45 cm	Violeta	6-0	0.7	HPE1176-45



Cortante Atraglide® 3/8 Círculo

Aguja
HPE13

Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
13 mm	45 cm	Violeta	5-0	1	HPE1375-45



Cortante Atraglide® 3/8 Círculo

Aguja
HPE19

Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
19 mm	45 cm	Violeta	4-0	1.5	HPE1974-45



Cortante Atraglide® 3/8 Círculo

Aguja
HPE24

Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
24 mm	45 cm	Violeta	3-0	2	HPE2473-45



DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas Absorbibles

PDX Atramat®

p-dioxanona

Registro Sanitario No. 02138C2000 SSA



Reverso Cortante Gruesa Premium 1/2 Círculo

Aguja

K22



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
22 mm	70 cm	Violeta	1	4	K2278



Reverso Cortante Gruesa Premium 1/2 Círculo

Aguja

K36



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
36 mm	70 cm	Violeta	0	3.5	K3671



Ahusada Supraglyde 1/2 Círculo

Aguja

CVS17



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
17 mm	75 cm	Violeta	5-0	1	CVS1775/2



DIQUINSA®

DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas Absorbibles

PDX Atramat®

p-dioxanona

Registro Sanitario No. 02138C2000 SSA

Aguja
CVSE9.3



○ Ahusada Supraglyde 3/8 Círculo

Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
9.3 mm	75 cm	Violeta	6-0	0.7	CVSE9.376/2

Aguja
CVSE13



○ Ahusada Supraglyde 3/8 Círculo

Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
13 mm	75 cm	Violeta	6-0	0.7	CVSE1376/2
13 mm	75 cm	Violeta	5-0	1	CVSE1375/2

Aguja
CVSBE13



○ Ahusada Supraglyde 3/8 Círculo

Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
13 mm	75 cm	Violeta	6-0	0.7	CVSBE1376/2
13 mm	75 cm	Violeta	5-0	1	CVSBE1375/2



DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas Absorbibles

PDX Atramat®

p-dioxanona

Registro Sanitario No. 02138C2000 SSA

○ Ahusada Extra Gruesa 1/2 Círculo

Aguja
X48



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
48 mm	150 cm	Violeta	0	3.5	X4871-150LOOP

○ Ahusada Extra Gruesa 1/2 Círculo

Aguja
X65



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
65 mm	240 cm	Violeta	1	4	X6578-240LOOP



Absorbible



Torcido

Suturas Absorbibles

Sutura Quirúrgica de Catgut Crómico Atramat®

Indicada para usarse en la aproximación o ligación de tejidos suaves, incluyendo procedimientos oftálmicos.

Retiene su fuerza tensil entre la segunda y la tercera semana después de su implantación aproximadamente.

Absorción Total: 60 - 90 días.



Compuesta de: Colágeno, proteína formada de 3 polipéptidos entretejidos.

Recubrimiento: Sales de cromo.

Absorción: Fagocitosis.

Color de la hebra: Café oscuro.

Características:

- Reacción tisular moderada.
- Uniformidad en la absorción.
- Mínimo arrastre tisular.

* Para mayor información consultar instructivo de uso.

Atramat
Innovation Through Experience

Registro Sanitario No. 36148 SSA



DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas Absorbibles
Sutura Quirúrgica de Catgut Crómico Atramat®
 Registro Sanitario No. 36148 SSA



○ Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Aguja
SR17



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
17 mm	75 cm	Café	5-0	1.5	SR1715-75
17 mm	75 cm	Café	4-0	2	SR1714-75

○ Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Aguja
SR26



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	75 cm	Café	5-0	1.5	SR2615-75
26 mm	75 cm	Café	4-0	2	SR2614-75
26 mm	75 cm	Café	3-0	3	SR2613-75
26 mm	75 cm	Café	2-0	3.5	SR2612-75
26 mm	75 cm	Café	0	4	SR2611-75
26 mm	75 cm	Café	1	5	SR2618-75

○ Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Aguja
SR36



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
36 mm	75 cm	Café	4-0	2	SR3614-75
36 mm	75 cm	Café	3-0	3	SR3613-75
36 mm	75 cm	Café	2-0	3.5	SR3612-75
36 mm	75 cm	Café	0	4	SR3611-75
36 mm	75 cm	Café	1	5	SR3618-75

Sutura Quirúrgica de Catgut Crómico Atramat®

Registro Sanitario No. 36148 SSA

○ Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Aguja

SG36



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
36 mm	75 cm	Café	3-0	3	SG3613-75
36 mm	75 cm	Café	2-0	3.5	SG3612-75
36 mm	90 cm	Café	2-0	3.5	SG3612-90
36 mm	75 cm	Café	0	4	SG3611-75
36 mm	90 cm	Café	0	4	SG3611-90
36 mm	75 cm	Café	1	5	SG3618-75
36 mm	90 cm	Café	1	5	SG3618-90
36 mm	75 cm	Café	2	6	SG3619-75

○ Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Aguja

SG40



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
40 mm	75 cm	Café	1	5	SG4018-75
40 mm	90 cm	Café	2	6	SG4019-90

○ Ahusada Gruesa Premium 5/8 Círculo

Aguja

SGH36



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
36 mm	75 cm	Café	2-0	3.5	SGH3612-75
36 mm	75 cm	Café	0	4	SGH3611-75



DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas Absorbibles

Sutura Quirúrgica de Catgut Crómico Atramat®

Registro Sanitario No. 36148 SSA



Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Aguja

PE13



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
13 mm	30 cm	Café	4-0	2	PE1314/2-30



Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Aguja

P-PE13



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
13 mm	45 cm	Café	5-0	1	P-PE1315/2



Espatulada Supraglyde 1/4 Círculo

Aguja

E-EA8



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
8 mm	30 cm	Café	5-0	1.5	E-EA815/2-30
8 mm	30 cm	Café	4-0	2	E-EA814/2-30



DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas Absorbibles

Sutura Quirúrgica de Catgut Crómico Atramat®

Registro Sanitario No. 36148 SSA

Sin Aguja

EZ-SS

Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
150 cm	Café	3-0	3	EZ-SS0013-150
150 cm	Café	2-0	3.5	EZ-SS0012-150
150 cm	Café	0	4	EZ-SS0011-150
150 cm	Café	1	5	EZ-SS0018-150
150 cm	Café	2	6	EZ-SS0019-150



DIQUINSA®

DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.



Absorbible



Torcido

Suturas Absorbibles

Sutura Quirúrgica de Catgut Simple Atramat®

Indicada para usarse en la aproximación o ligación de tejidos suaves incluyendo procedimientos oftálmicos, pero no en tejidos cardiovasculares o nerviosos.

Retiene su fuerza tensil entre la primera y la segunda semana después de su implantación aproximadamente.

Absorción Total: 50 - 70 días



Compuesta de: Colágeno, proteína formada de 3 polipéptidos entretejidos.

Recubrimiento: Sin recubrimiento.

Absorción: Fagocitosis.

Color de la hebra: Amarillo.

Características:

- Reacción tisular moderada.
- Uniformidad en la absorción.
- Mínimo arrastre tisular.

* Para mayor información consultar instructivo de uso.

Atramat
Innovation Through Experience

Registro Sanitario No. 38850 SSA



DIQUINSA® 77

DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Sutura Quirúrgica de Catgut Simple Atramat®

Registro Sanitario No. 38850 SSA

 Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Aguja

SR26



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	75 cm	Amarillo	4-0	2	SR2624-75
26 mm	75 cm	Amarillo	3-0	3	SR2623-75
26 mm	75 cm	Amarillo	2-0	3.5	SR2622-75
26 mm	75 cm	Amarillo	0	4	SR2621-75

 Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Aguja

PE19



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
19 mm	75 cm	Amarillo	4-0	2	PE1924-75
19 mm	75 cm	Amarillo	3-0	3	PE1923-75

 Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Aguja

PE24



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
24 mm	75 cm	Amarillo	2-0	3.5	PE2422-75

Suturas Absorbibles
Sutura Quirúrgica de Catgut Simple Atramat®

Registro Sanitario No. 38850 SSA

Sin Aguja

EZ-SS

Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
150 cm	Amarillo	4-0	2	EZ-SS0024-150
150 cm	Amarillo	3-0	3	EZ-SS0023-150
150 cm	Amarillo	2-0	3,5	EZ-SS0022-150
150 cm	Amarillo	0	4	EZ-SS0021-150



DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.



No Absorbible Monofilamento

Suturas No Absorbibles

Polipropileno Atramat®

Indicada en aproximación y/o ligaduras de tejido blando, se recomienda en procedimientos de cirugía cardiovascular como: revascularización coronaria, reemplazos de válvulas cardiacas (aórtica, mitral y tricúspide).

Ampliamente utilizado en el tratamiento de las cardiopatías congénitas, así como en cirugía vascular periférica.

Compuesta de:

Estereoisómero isotáctico de homopolímero de polipropileno.

Color de la hebra: Azul.

Características:

- Mínima reacción tisular.
- Diámetro uniforme que favorece el paso suave a través de los tejidos, minimizando el arrastre tisular.
- Ideal como soporte permanente, sin comprometer su resistencia tensil.
- Biocompatibilidad, suavidad, plastodeformación.
- Acoplamiento del nudo otorgando excelente seguridad.
- Resistencia a la flexión repetida ideal para procedimientos cardiovasculares que requieran soportar la propulsión del corazón ya sea en prótesis cardiacas o anastomosis vasculares.

* Para mayor información consultar instructivo de uso.

Atramat
Innovation Through Experience

Registro Sanitario No. 0576C86 SSA



DIQUINSA®

DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

○ Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Aguja
SR17



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
17 mm	90 cm	Azul	2-0	3	SR1762-90

○ Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Aguja
SR26



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	75 cm	Azul	3-0	2	SR2663-75
26 mm	75 cm	Azul	2-0	3	SR2662-75
26 mm	75 cm	Azul	0	3.5	SR2661-75

○ Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Aguja
SG36



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
36 mm	90 cm	Azul	3-0	2	SG3663-90
36 mm	75 cm	Azul	2-0	3	SG3662-75
36 mm	75 cm	Azul	0	3.5	SG3661-75
36 mm	75 cm	Azul	1	4	SG3668-75

Suturas No Absorbibles

Polipropileno Atramat®

Registro Sanitario No. 0576C86 SSA

○ Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Aguja

SG40



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
40 mm	75 cm	Azul	0	3.5	SG4061-75
40 mm	75 cm	Azul	1	4	SG4068-75

○ Ahusada Supraglyde 1/2 Círculo

Aguja

CVS8



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
8 mm	60 cm	Azul	7-0	0.5	CVS867/2-60
8 mm	75 cm	Azul	6-0	0.7	CVS866/2-75

○ Ahusada Supraglyde 1/2 Círculo

Aguja

CVS10



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
10 mm	75 cm	Azul	5-0	1	CVS1065/2-75



DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

○ Ahusada Supraglyde 1/2 Circulo



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
17 mm	75 cm	Azul	5-0	1	CVS1765/2-75
17 mm	75 cm	Azul	4-0	1.5	CVS1764/2-75
17 mm	75 cm	Azul	3-0	2	CVS1763/2-75

○ Ahusada Supraglyde 1/2 Circulo



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	90 cm	Azul	4-0	1.5	CVS2664/2
26 mm	90 cm	Azul	3-0	2	CVS2663/2
26 mm	90 cm	Azul	2-0	3	CVS2662/2

○ Ahusada Supraglyde 3/8 Circulo



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
6.5 mm	45 cm	Azul	8-0	0.4	CVSE6.5680/2-45
6.5 mm	60 cm	Azul	8-0	0.4	CVSE6.5680/2-60

Polipropileno Atramat®

Registro Sanitario No. 0576C86 SSA



○ Ahusada Supraglyde 3/8 Círculo

Aguja
CVSE8



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
8 mm	45 cm	Azul	8-0	0.4	CVSE8680/2-45
8 mm	60 cm	Azul	8-0	0.4	CVSE8680/2-60
8 mm	45 cm	Azul	7-0	0.5	CVSE867/2-45
8 mm	60 cm	Azul	7-0	0.5	CVSE867/2-60

○ Ahusada Supraglyde 3/8 Círculo

Aguja
CVSE9.3



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
9.3 mm	45 cm	Azul	8-0	0.4	CVSE9.3680/2-45
9.3 mm	75 cm	Azul	8-0	0.4	CVSE9.3680/2-75
9.3 mm	45 cm	Azul	7-0	0.5	CVSE9.367/2-45
9.3 mm	60 cm	Azul	7-0	0.5	CVSE9.367/2-60
9.3 mm	75 cm	Azul	7-0	0.5	CVSE9.367/2-75
9.3 mm	60 cm	Azul	6-0	0.7	CVSE9.366/2-60
9.3 mm	60 cm	Azul	5-0	1	CVSE9.365/2-60

○ Ahusada Supraglyde 3/8 Círculo

Aguja
CVSE13



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
13 mm	60 cm	Azul	7-0	0.5	CVSE1367/2-60
13 mm	75 cm	Azul	6-0	0.7	CVSE1366/2-75
13 mm	75 cm	Azul	4-0	1.5	CVSE1364/2-75

Suturas No Absorbibles

Polipropileno Atramat®

Registro Sanitario No. 0576C86 SSA



Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Aguja

PE16



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
16 mm	45 cm	Azul	6-0	0.7	PE1666
16 mm	45 cm	Azul	5-0	1	PE1665



Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Aguja

PE19



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
19 mm	45 cm	Azul	4-0	1.5	PE1964
19 mm	45 cm	Azul	3-0	2	PE1963



Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Aguja

PE24



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
24 mm	45 cm	Azul	3-0	2	PE2463
24 mm	45 cm	Azul	2-0	3	PE2462
24 mm	45 cm	Azul	0	3.5	PE2461



Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Aguja

PE26



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	45 cm	Azul	2-0	3	PE2662



DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas No Absorbibles

Polipropileno Atramat®

Registro Sanitario No 0576C86 SSA




Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Aguja

PE75

3 x 50 cm

Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
75 mm	50 cm	Azul	2	5	PE7569-50x3



Cortante Atraglide 3/8 Círculo

Aguja

HPE11



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
11 mm	45 cm	Azul	6-0	0.7	HPE1166



Cortante Atraglide 3/8 Círculo

Aguja

HPE13



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
13 mm	45 cm	Azul	5-0	1	HPE1365



DIQUINSA®

DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas No Absorbibles

Polipropileno Atramat®

Registro Sanitario No. 0576C86 SSA



Cortante Atraglide® 3/8 Círculo

Aguja

HPE16



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
16 mm	45 cm	Azul	5-0	1	HPE1665



Cortante Atraglide® 3/8 Círculo

Aguja

HPE19



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
19 mm	45 cm	Azul	4-0	1.5	HPE1964



Cortante Atraglide® 3/8 Círculo

Aguja

HPE24



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
24 mm	45 cm	Azul	3-0	2	HPE2463



DIQUINSA®

DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas No Absorbibles

Polipropileno Atramat®

Registro Sanitario No. 0576C86 SSA



Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Aguja
P-PE11

Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
11 mm	45 cm	Azul	6-0	0.7	P-PE1166



Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Aguja
P-PE13

Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
13 mm	45 cm	Azul	5-0	1	P-PE1365



Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Aguja
P-PE16

Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
16 mm	45 cm	Azul	5-0	1	P-PE1665
16 mm	45 cm	Azul	4-0	1.5	P-PE1664



DIQUINSA®

DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas No Absorbibles

Polipropileno Atramat®

Registro Sanitario No. 0576C86 SSA



Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Aguja

P-PE19



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
19 mm	45 cm	Azul	4-0	1.5	P-PE1964



Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Aguja

P-PE24



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
24 mm	45 cm	Azul	3-0	2	P-PE2463
24 mm	45 cm	Azul	2-0	3	P-PE2462



Cortante Premium

Aguja

PU60



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
60 mm	75 cm	Azul	4-0	1.5	PU6064
60 mm	75 cm	Azul	3-0	2	PU6063
60 mm	75 cm	Azul	2-0	3	PU6062



DIQUINSA®

DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas No Absorbibles

Polipropileno Atramat®


Registro Sanitario No. 0576C86 SSA



Ahusada Punta Cortante Supraglyde 1/2 Círculo

Aguja

CVY17




Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
17 mm	90 cm	Azul	5-0	1	CVY1765/2
17 mm	90 cm	Azul	4-0	1.5	CVY1764/2
17 mm	90 cm	Azul	3-0	2	CVY1763/2



Ahusada Punta Cortante Supraglyde 1/2 Círculo

Aguja

CVY26



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	90 cm	Azul	4-0	1.5	CVY2664/2
26 mm	90 cm	Azul	3-0	2	CVY2663/2



Ahusada Punta Cortante Supraglyde 3/8 Círculo

Aguja

CVYE9.3



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
9.3 mm	60 cm	Azul	6-0	0.7	CVYE9.366/2-60



DIQUINSA®

DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas No Absorbibles

Polipropileno Atramat®

Registro Sanitario No. 0576C86 SSA



Ahusada Punta Cortante Supraglyde 3/8 Círculo

Aguja

CVYE13



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
13 mm	90 cm	Azul	5-0	1	CVYE1365/2



Ahusada Supraglyde 3/8 Círculo

Aguja

CVSBE9.3



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
9.3 mm	60 cm	Azul	7-0	0.5	CVSBE9.367/2-60
9.3 mm	75 cm	Azul	7-0	0.5	CVSBE9.367/2-75
9.3 mm	60 cm	Azul	6-0	0.7	CVSBE9.366/2-60
9.3 mm	75 cm	Azul	6-0	0.7	CVSBE9.366/2-75



Ahusada Antirreflejante Supraglyde 3/8 Círculo

Aguja

CVSVE9.3



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
9.3 mm	60 cm	Azul	7-0	0.5	CVSVE9.367/2-60



Ahusada Antirreflejante Supraglyde 3/8 Círculo

Aguja

CVSVE13



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
13 mm	75 cm	Azul	6-0	0.7	CVSVE1366/2-75



DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.



No Absorbible



Trenzado

Suturas No Absorbibles

Poliéster Atramat®

Indicada para usarse en procedimientos cardiovasculares como: reemplazos en válvulas cardiacas aórtica, mitral y tricúspide, así como en cierre de esternón.

Compuesta de:

Fibras de Poliéster preparadas de ácido Tereftálico o sus Ésteres y Etilenglicol.

Recubrimiento: Silicón, teflón.

Color de la hebra: Blanco, Verde.

Características:

- Ideal como soporte permanente, sin comprometer su resistencia tensil.
- Mayor seguridad en el nudo con la técnica quirúrgica adecuada.
- Biocompatibilidad, suavidad, ofreciendo un mínimo arrastre tisular, adecuado acoplamiento del nudo otorgando excelente seguridad.
- Resistencia a la flexión repetida ideal para procedimientos cardiovasculares que requieran soportar la propulsión del corazón en prótesis cardiacas o anastomosis vasculares.

* Para mayor información consultar instructivo de uso.

Atramat
Innovation Through Experience

Registro Sanitario No. 0574C86 SSA



DIQUINSA
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

 Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Aguja
SG26



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	75 cm	Verde	2-0	3	SG2652
26 mm	75 cm	Verde	0	3.5	SG2651

 Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Aguja
SG36



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
36 mm	75 cm	Verde	0	3.5	SG3651
36 mm	75 cm	Verde	1	4	SG3658
36 mm	75 cm	Verde	2	5	SG3659

 Reverso Cortante Premium 1/2 Círculo

Aguja
P40



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
40 mm	75 cm	Verde	2	5	P4059

Suturas No Absorbibles

Poliéster Atramat®

Registro Sanitario No. 0574C86 SSA




Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Aguja

PE75

Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
75 mm	50 cm	Verde	2	5	PE7559-50



Redonda Punta Cortante Gruesa Premium 1/2 Círculo

Aguja

KW40

4 x 75 cm

Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
40 mm	75 cm	Verde	2	5	KW4059x4



Redonda Punta Cortante Gruesa Premium 1/2 Círculo

Aguja

KW45

4 x 75 cm

Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
45 mm	75 cm	Verde	2	5	KW4559x4



DIQUINSA®

DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas No Absorbibles
Poliéster Atramat®
 Registro Sanitario No. 0574C86 SSA




Redonda Punta Cortante Gruesa Premium 1/2 Círculo

Aguja

KW48

4 x 75 cm



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
48 mm	75 cm	Verde	5	7	KW48550x4



Redonda Punta Cortante Gruesa Premium 1/2 Círculo

Aguja

KW55

4 x 75 cm




Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
55 mm	75 cm	Verde	5	7	KW55550x4



Ahusada Supraglyde 1/2 Círculo

Aguja

CVS17



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
17 mm	90 cm	Verde	5-0	1	CVS1755/2
17 mm	90 cm	Verde	4-0	1.5	CVS1754/2
17 mm	75 cm	Verde	3-0	2	CVS1753/2-75
17 mm	75 cm	Verde	2-0	3	CVS1752/2-75



DIQUINSA®
 DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
 NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas No Absorbibles

Poliéster Atramat®

Registro Sanitario No. 0574C86 SSA

○ Ahusada Supraglyde 1/2 Círculo

Aguja

CVS17

5 Hebras Verdes
5 Hebras Blancas
10 x 75 cm



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
17 mm	75 cm	Verde/Blanco	2-0	3	CVS1752/2-75KM*

* Kit 6 Piezas

○ Ahusada Supraglyde 1/2 Círculo

Aguja

CVS17

8 Hebras Verdes
7 Hebras Blancas
15 x 75 cm




Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
17 mm	75 cm	Verde/Blanco	2-0	3	CVS1752/2-75X15KM*

* Kit 6 Piezas

○ Ahusada Supraglyde 1/2 Círculo

Aguja

CVS20



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
20 mm	90 cm	Verde	4-0	1.5	CVS2054/2
20 mm	90 cm	Verde	2-0	3	CVS2052/2




DIQUINSA®

DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

○ Ahusada Supraglyde 1/2 Círculo

Aguja
CVS20


Pledget



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
20 mm	75 cm	Verde	2-0	3	CVS2052/2-75P

○ Ahusada Supraglyde 1/2 Círculo

Aguja
CVS20
 5 Hebras Verdes
 5 Hebras Blancas
 10 x 75 cm




Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
20 mm	75 cm	Verde/Blanco	2-0	3	CVS2052/2-75KM*

* Kit 6 Piezas

○ Ahusada Supraglyde 1/2 Círculo

Aguja
CVS20
 8 Hebras Verdes
 7 Hebras Blancas
 15 x 75 cm




Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
20 mm	75 cm	Verde/Blanco	2-0	3	CVS2052/2-75X15KM*

* Kit 6 Piezas

○ Ahusada Supraglyde 1/2 Círculo

Aguja
CVS20
 5 Hebras Verdes
 5 Hebras Blancas
 10 x 75 cm



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
20 mm	75 cm	Verde/Blanco	2-0	3	CVS2052/2-75KPM*

* Kit 6 Piezas




Poliéster Atramat®

Registro Sanitario No. 0574C86 SSA

Aguja

CVS20

8 Hebras Verdes
7 Hebras Blancas
15 x 75 cm
Pledget




○ Ahusada Supraglyde 1/2 Círculo

Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
20 mm	75 cm	Verde/Blanco	2-0	3	CVS2052/2-75X15KPM*

* Kit 6 Piezas

Aguja

CVS26




○ Ahusada Supraglyde 1/2 Círculo

Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	90 cm	Verde	3-0	2	CVS2653/2
26 mm	90 cm	Verde	2-0	3	CVS2652/2

Aguja

CVS26

5 Hebras Verdes
5 Hebras Blancas
10 x 75 cm
Pledget



○ Ahusada Supraglyde 1/2 Círculo

Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	90 cm	Verde/Blanco	2-0	3	CVS2652/2-KPM*


* Kit 6 Piezas

Suturas No Absorbibles
Poliéster Atramat®
 Registro Sanitario No. 0574C86 SSA



Ahusada Punta Cortante Supraglyde Premium 1/2 Círculo

Aguja
CVY17




Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
17 mm	75 cm	Verde	5-0	1	CVY1755/2-75
17 mm	75 cm	Verde	4-0	1.5	CVY1754/2-75



Ahusada Punta Cortante Supraglyde 1/2 Círculo

Aguja
CVY17
 5 Hebras Verdes
 5 Hebras Blancas
 10 x 75 cm




Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
17 mm	75 cm	Verde/Blanco	2-0	3	CVY1752/2-75KM*

* Kit 6 Piezas



Ahusada Punta Cortante Supraglyde 1/2 Círculo

Aguja
CVY17
 5 Hebras Verdes
 5 Hebras Blancas
 10 x 75 cm




Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
17 mm	75 cm	Verde/Blanco	2-0	3	CVY1752/2-75KPM*

* Kit 6 Piezas



Ahusada Punta Cortante Supraglyde 1/2 Círculo

Aguja
CVY17
 8 Hebras Verdes
 7 Hebras Blancas
 15 x 75 cm
 Pledget



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
17 mm	75 cm	Verde/Blanco	2-0	3	CVY1752/2-75X15KPM*

* Kit 6 Piezas



DIQUINSA®
 DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
 NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas No Absorbibles

Poliéster Atramat®

Registro Sanitario No. 0574C86 SSA




Ahusada Punta Cortante Supraglyde 1/2 Círculo

Aguja

CVY17

8 Hebras Verdes
7 Hebras Blancas
15 x 75 cm
Pledget



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
17 mm	75 cm	Verde/Blanco	2-0	3	CVY1752/2-75X15KM*


* Kit 6 Piezas



Ahusada Punta Cortante Supraglyde 1/2 Círculo

Aguja

CVY26



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	75 cm	Verde	3-0	2	CVY2653/2-75
26 mm	75 cm	Verde	2-0	3	CVY2652/2-75
26 mm	90 cm	Verde	2-0	3	CVY2652/2




Ahusada Punta Cortante Supraglyde 1/2 Círculo

Aguja

CVY26

5 Hebras Verdes
5 Hebras Blancas
10 x 75 cm



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	75 cm	Verde/Blanco	2-0	3	CVY2652/2-75KM*

* Kit 6 Piezas



DIQUINSA®

DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas No Absorbibles
Poliéster Atramat®
 Registro Sanitario No. 0574C86 SSA




Ahusada Punta Cortante Supraglyde 1/2 Círculo

Aguja

CVY26

8 Hebras Verdes
 7 Hebras Blancas
 15 x 75 cm



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	75 cm	Verde/Blanco	2-0	3	CVY2652/2-75x15KM*

* Kit 6 Piezas




Ahusada Punta Cortante Supraglyde 1/2 Círculo

Aguja

CVY26

5 Hebras Verdes
 5 Hebras Blancas
 10 x 75 cm
 Pledget



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	75 cm	Verde/Blanco	2-0	3	CVY2652/2-75KPM*

* Kit 6 Piezas




Ahusada Punta Cortante Supraglyde 1/2 Círculo

Aguja

CVY26

8 Hebras Verdes
 7 Hebras Blancas
 15 x 75 cm
 Pledget



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	75 cm	Verde/Blanco	2-0	3	CVY2652/2-75x15KPM*

* Kit 6 Piezas



Espatulada Supraglyde 1/4 Círculo

Aguja

E-EA8



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
8 mm	45 cm	Blanco	5-0	1	E-EA855/2-45B



DIQUINSA®
 DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
 NACIONAL S.A. DE C.V.



No Absorbible



Monofilamento

Suturas No Absorbibles

Nylon Monofilamento Atramat®

Indicada para usarse en la aproximación y/o ligaduras de tejidos suaves, incluyendo los procedimientos de cierre general, uso cuticular y cirugía plástica.

Compuesta de: Poliamida alifática 6 ó 6.6

Pérdida gradual de la resistencia tensil a través del tiempo.

Color de la hebra: Azul, Negro.

Características:

- Mínima reacción tisular.
- La hebra pasa suavemente a través de los tejidos reduciendo al mínimo el arrastre tisular.
- Permite retirar fácilmente los puntos (de acuerdo a la experiencia y técnica del cirujano) lo que evita el arrastre de microorganismos.

*** Para mayor información consultar instructivo de uso.**

Atramat
Innovation Through Experience

Registro Sanitario No. 38849 SSA



DIQUINSA
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas No Absorbibles
Nylon Monofilamento Atramat®
 Registro Sanitario No. 38849 SSA

 Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Aguja

SG36



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
36 mm	75 cm	Negro	0	3.5	SG3641-75N
36 mm	75 cm	Negro	1	4	SG3648-75N

 Reverso Cortante Premium 1/2 Círculo

Aguja

P26



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	75 cm	Negro	3-0	2	P2643-75N
26 mm	75 cm	Negro	2-0	3	P2642-75N

 Reverso Cortante Premium 1/2 Círculo

Aguja

P30



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
30 mm	75 cm	Negro	1	4	P3048-75N

Suturas No Absorbibles

Nylon Monofilamento Atramat®

Registro Sanitario No. 38849 SSA



Reverso Cortante Premium 1/2 Círculo

Aguja

P36



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
36 mm	75 cm	Negro	2-0	3	P3642-75N
36 mm	75 cm	Negro	1	4	P3648-75N



Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Aguja

PE16



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
16 mm	45 cm	Negro	6-0	0.7	PE1646-N
16 mm	45 cm	Negro	5-0	1	PE1645-N



Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Aguja

PE19



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
19 mm	45 cm	Negro	5-0	1	PE1945-N
19 mm	45 cm	Negro	4-0	1.5	PE1944-N
19 mm	45 cm	Negro	3-0	2	PE1943-N
19 mm	45 cm	Negro	2-0	3	PE1942-N
19 mm	45 cm	Negro	0	3.5	PE1941-N



DIQUINSA®

DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas No Absorbibles
Nylon Monofilamento Atramat®
 Registro Sanitario No. 38849 SSA



Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Aguja

PE24



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
24 mm	45 cm	Negro	4-0	1.5	PE2444-N
24 mm	45 cm	Negro	3-0	2	PE2443-N
24 mm	75 cm	Negro	0	3.5	PE2441-75N



Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Aguja

PE26



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	45 cm	Negro	2-0	3	PE2642-N
26 mm	75 cm	Negro	2-0	3	PE2642-75N



Cortante Premium

Aguja

PU60



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
60 mm	75 cm	Negro	4-0	1.5	PU6044-N
60 mm	75 cm	Negro	3-0	2	PU6043-N
60 mm	75 cm	Negro	2-0	3	PU6042-N



DIQUINSA®
 DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
 NACIONAL S.A. DE C.V.

Nylon Monofilamento Atramat®

Registro Sanitario No. 38849 SSA



Cortante Atraglide® 3/8 Círculo

Aguja

HPE11



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
11 mm	45 cm	Negro	6-0	0.7	HPE1146-N



Cortante Atraglide® 3/8 Círculo

Aguja

HPE13



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
13 mm	45 cm	Negro	5-0	1	HPE1345-N



Cortante Atraglide® 3/8 Círculo

Aguja

HPE16



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
16 mm	45 cm	Negro	5-0	1	HPE1645-N



DIQUINSA®

DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas No Absorbibles
Nylon Monofilamento Atramat®
 Registro Sanitario No. 38849 SSA



Cortante Atraglide® 3/8 Círculo

Aguja
HPE19



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
19 mm	45 cm	Negro	4-0	1.5	HPE1944-N
19 mm	45 cm	Negro	3-0	2	HPE1943-N



Cortante Atraglide® 3/8 Círculo

Aguja
HPE24



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
24 mm	45 cm	Negro	3-0	2	HPE2443-N
24 mm	45 cm	Negro	2-0	3	HPE2442-N



Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Aguja
P-PE11



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
11 mm	45 cm	Negro	6-0	0.7	P-PE1146-N

Nylon Monofilamento Atramat®

Registro Sanitario No. 38849 SSA



Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Aguja

P-PE13



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
13 mm	45 cm	Negro	5-0	1	P-PE1345-N



Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Aguja

P-PE16



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
16 mm	45 cm	Negro	5-0	1	P-PE1645-N



Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Aguja

P-PE19



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
19 mm	45 cm	Negro	4-0	1.5	P-PE1944-N
19 mm	45 cm	Negro	3-0	2	P-PE1943-N



DIQUINSA®

DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas No Absorbibles

Nylon Monofilamento Atramat®

Registro Sanitario No. 38849 SSA



Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Aguja

P-PE24



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
24 mm	45 cm	Negro	3-0	2	P-PE2443-N
24 mm	75 cm	Negro	3-0	2	P-PE2443-75N
24 mm	45 cm	Negro	2-0	3	P-PE2442-N
24 mm	75 cm	Negro	2-0	3	P-PE2442-75N



Espatulada Supraglyde 1/2 Círculo

Aguja

E-E6



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
6 mm	30 cm	Negro	10-0	0.2	E-E64100/2-30N



Espatulada Supraglyde 1/2 Círculo

Aguja

E-E7



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
7 mm	30 cm	Negro	10-0	0.2	E-E74100/2-30N
7 mm	30 cm	Negro	8-0	0.4	E-E7480/2-30N



DIQUINSA®

DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas No Absorbibles

Nylon Monofilamento Atramat®

Registro Sanitario No. 38849 SSA

 Espatulada Supraglyde 3/8 Círculo

Aguja
E-EE6.5



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
6.5 mm	30 cm	Negro	10-0	0.2	E-EE6.54100/2-30N
6.5 mm	30 cm	Negro	9-0	0.3	E-EE6.5490/2-30N

 Ahusada Premium 3/8 Círculo

Aguja
E-SE4



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
4 mm	13 cm	Negro	11-0	0.1	E-SE44110-13N

 Ahusada Premium 3/8 Círculo

Aguja
E-SE5



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
5 mm	13 cm	Negro	10-0	0.2	E-SE54100-13N
5 mm	13 cm	Negro	9-0	0.3	E-SE5490-13N



DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas No Absorbibles

Nylon Monofilamento Atramat®

Registro Sanitario N.o 38849 SSA

 Ahusada Premium 3/8 Círculo

Aguja

E-SE6.5



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
6.5 mm	13 cm	Negro	8-0	0.4	E-SE6.5480-13N



No Absorbible Trenzado

Suturas No Absorbibles

Seda Atramat®

Indicada en aproximación y/o ligaduras de tejidos suaves incluyendo procedimientos de cierre general, oftalmología, microcirugía, cardiovascular y tejido neural.

Compuesta de:

Fibroina (proteína orgánica derivada del gusano de seda bombyx mori).

Recubrimiento: Silicón.

Color de la hebra: Azul, Negro, Blanco.

Características:

- Mayor seguridad en el nudo con la técnica quirúrgica adecuada.
- Pérdida total de resistencia tensil en un periodo no mayor a un año.

*** Para mayor información consultar instructivo de uso.**



Registro Sanitario No. 35690 SSA



DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

○ Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Aguja
SR17



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
17 mm	75 cm	Negro	5-0	1	SR1735
17 mm	75 cm	Negro	4-0	1.5	SR1734
17 mm	75 cm	Negro	3-0	2	SR1733

○ Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Aguja
SR26



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	75 cm	Negro	4-0	1.5	SR2634
26 mm	75 cm	Negro	3-0	2	SR2633
26 mm	75 cm	Negro	2-0	3	SR2632
26 mm	75 cm	Negro	0	3.5	SR2631
26 mm	75 cm	Negro	1	4	SR2638

○ Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Aguja
SR36



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
36 mm	75 cm	Negro	3-0	2	SR3633
36 mm	75 cm	Negro	2-0	3	SR3632
36 mm	75 cm	Negro	1	4	SR3638
36 mm	75 cm	Negro	2	5	SR3639

Suturas No Absorbibles

Seda Atramat®

Registro Sanitario No. 35690 SSA

 Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
36 mm	75 cm	Negro	2-0	3	SG3632
36 mm	75 cm	Negro	0	3.5	SG3631
36 mm	75 cm	Negro	1	4	SG3638

 Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Aguja

PE16



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
16 mm	45 cm	Negro	6-0	0.7	PE1636-45

 Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Aguja

PE19



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
19 mm	45 cm	Negro	5-0	1	PE1935-45
19 mm	45 cm	Negro	4-0	1.5	PE1934-45

Suturas No Absorbibles

Seda Atramat®

Registro Sanitario No. 35690 SSA



Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Aguja

PE24



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
24 mm	45 cm	Negro	3-0	2	PE2433-45



Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Aguja

PE26




Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	45 cm	Negro	6-0	0.7	PE2636-45



Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Aguja

PE75



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
75 mm	75 cm	Negro	5	7	PE75350/2-75



DIQUINSA®

DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas No Absorbibles

Seda Atramat®

Registro Sanitario No. 35690 SSA



Reverso Cortante Supra-Sharp 1/2 Círculo

Aguja

P-P8

Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
8 mm	45 cm	Negro	6-0	0.7	P-P836/2



Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Aguja

P-PE13

Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
13 mm	45 cm	Negro	4-0	1.5	P-PE1334/2



Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Aguja

P-PE19

Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
19 mm	45 cm	Negro	4-0	1.5	P-PE1934-45



Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Aguja

P-PE24

Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
24 mm	45 cm	Negro	3-0	2	P-PE2433-45



DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas No Absorbibles

Seda Atramat®

Registro Sanitario No. 35690 SSA



Cortante Premium

Aguja

PU60



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
60 mm	75 cm	Negro	3-0	2	PU6033
60 mm	75 cm	Negro	2-0	3	PU6032



Cortante Atraglide® 3/8 Círculo

Aguja

HPE19



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
19 mm	45 cm	Negro	4-0	1.5	HPE1934-45



Cortante Atraglide® 3/8 Círculo

Aguja

HPE24



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
24 mm	45 cm	Negro	3-0	2	HPE2433-45



Reverso Cortante Gruesa Premium 1/2 Círculo

Aguja

K17



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
17 mm	45 cm	Negro	4-0	1.5	K1734-45
17 mm	45 cm	Negro	3-0	2	K1733-45



DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas No Absorbibles

Seda Atramat®

Registro Sanitario No. 35690 SSA



Reverso Cortante Guesa Premium 1/2 Círculo

Aguja

K22



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
22 mm	45 cm	Negro	3-0	2	K2233-45



Espatulada Supraglyde 3/8 Círculo

Aguja

E-EE6.6



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
6.6 mm	45 cm	Blanco	8-0	0.4	E-EE6.6380/2-B
6.6 mm	45 cm	Negro	7-0	0.5	E-EE6.637/2

Sin Aguja

EZ-SS

10 Hebras - 75 cm

Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
75 cm	Negro	4-0	1.5	EZ-SS1034
75 cm	Negro	3-0	2	EZ-SS1033
75 cm	Negro	2-0	3	EZ-SS1032
75 cm	Negro	0	3.5	EZ-SS1031
75 cm	Negro	1	4	EZ-SS1038
75 cm	Negro	2	5	EZ-SS1039



DIQUINSA®

DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.



No Absorbible



Monofilamento

Suturas No Absorbibles

Acero Inoxidable Atramat®

Indicado para uso ortopédico, así como en aquellos procedimientos quirúrgicos que requieren de un soporte artificial de alta resistencia, como el cierre de esternón.

Características:

- Excelente soporte a estructuras óseas.
- No existe una pérdida significativa de su resistencia a la tensión in vivo.
- Mínima reacción tisular, inerte.

* Para mayor información consultar instructivo de uso

Atramat
Innovation Through Experience

Registro Sanitario No. 0577C86 SSA



DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Suturas No Absorbibles

Acero Inoxidable Atramat®

Registro Sanitario No. 0577C86 SSA

 Ahusada Regular Premium 1/2 Circulo



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	45 cm	Acero	0	3.5	SR26101X4
26 mm	45 cm	Acero	1	4	SR26108X4

 Ahusada Gruesa Premium 1/2 Circulo



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	45 cm	Acero	2	5	SG26109X4

 Redonda Punta Cortante Gruesa Premium 1/2 Circulo



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
48 mm	45 cm	Acero	5	7	KW481050x4

Suturas No Absorbibles

Electrodo Atramat®

Registro Sanitario No. 2492C2002 SSA

○ Ahusada Gruesa Premium 1/2 Circulo

Aguja

PW40

2 x 45 cm



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
40 mm	45 cm	Acero	2	5	PW40109X2



DIQUINSA®

DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Electrodo para Marcapasos Temporal Unipolar Epicárdico Atramat®

Constituido de un electrodo (cable conductor multifilamento y aislado con un recubrimiento de PTFE), en un extremo una aguja ahusada de ½ círculo y en el otro extremo una aguja recta cortante que permite la introducción del cable conductor a través de la pared torácica.

Enlaza una comunicación eléctrica directa al miocardio.

Electrodo para marcapasos temporal unipolar epicárdico Atramat® esta diseñado para estimulación y detección auricular y ventricular temporal durante un tiempo de implantación previsto no mayor a 7 días.

*** Para mayor información consultar instructivo de uso.**



Registro Sanitario No. 2492C2002 SSA






Recta Cortante con Punto de Ruptura

Aguja

UL36

S16 | 16 mm



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
36 mm	60 cm	Acero	2-0	3	UL36102-60




Recta Cortante con Punto de Ruptura

Aguja

UL60

S16 | 16 mm



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
60 mm	60 cm	Acero	2-0	3	UL60102-60




Recta Cortante con Punto de Ruptura

Aguja

UL90

S25 | 25 mm



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
90 mm	60 cm	Acero	2-0	3	UL90102-60



DIQUINSA®

DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Atramat PROPYMESH

Malla Quirúrgica de Monofilamento de Polipropileno

Las hernias son una de las razones más comunes de atención primaria con intervención quirúrgica posterior, esto ha llevado a la búsqueda de nuevas técnicas y materiales para su abordaje. La reparación de las hernias es uno de los procedimientos quirúrgicos más comunes, las hernias de pared abdominal se reparan recubriendo la zona donde se encuentre la apertura o debilidad con una prótesis (malla), la cual es fijada al tejido muscular.

Flexible y Segura

Es una malla quirúrgica de monofilamento de polipropileno no absorbible, que se utiliza para reparar defectos de la pared abdominal y otros procedimientos de intervención quirúrgica que requieran un refuerzo con un material no absorbible.

Esta indicada tanto para cirugía de mínima invasión como para cirugía abierta.

Atramat PROPY MESH® se entreteje por medio de una construcción homogénea que brinda elongación controlada en dos direcciones, lo cual proporciona una adecuada elasticidad, favoreciendo el movimiento anatómico de la pared abdominal.

Material:

Malla quirúrgica de monofilamento de polipropileno.

Usos:

- Hernia inguinal.
- Hernia incisional.
- Hernia abdominal.
- Reconstrucción pared abdominal.

Características:


- Monofilamento: disminuye la probabilidad de infección y propagación de la misma.
- Elasticidad bidireccional: se adapta a los movimientos anatómicos de la pared abdominal.
- Tamaño adecuado del poro: favorece la producción del tejido conectivo fibroso, crecimiento de vasos sanguíneos a su alrededor y mínimo riesgo a la formación de seromas.
- La malla no conserva efecto memoria lo que facilita su manejo.
- Los bordes: son cortados con Láser para evitar su deshilachamiento.

* Para mayor información consultar instructivo de uso.



DIQUINSA®

DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.





DIQUINSA[®]

DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.




Clave Atramat	Producto	Descripción
MP12	Atramat PROPY MESH [®]	Malla Quirúrgica de monofilamento de polipropileno 15 x 15 cm
MP13	Atramat PROPY MESH [®]	Malla Quirúrgica de monofilamento de polipropileno 30 x 30 cm
MP25	Atramat PROPY MESH [®]	Malla Quirúrgica de monofilamento de polipropileno 10 x 15 cm

Suturas Barbadas Filbloc®

Suturas barbadas disponibles en varias moléculas absorbibles y no absorbibles.

- 1) Monodireccional con bloqueo final
- 2) Monodireccional sin bloqueo final
- 3) Bidireccional doble aguja
- 4) Bidireccional con marcador al centro
- 5) Lazo



Puede ser utilizada en diferentes procedimientos quirúrgicos en los que se requiere la sutura continua práctica, rápida y segura. No necesita nudos, garantiza una elevada resistencia junto a una distribución constante de la tensión a lo largo de la sección de aproximación de los tejidos.



Absorbible



Monofilamento

Sutura Absorbible

FILBLOC® Polidioxanona

Resistencia tensil:

28 días 70%

42 días 55%

Absorción: completa a 180-210 días.



Color de la hebra: violeta o incoloro.

Indicaciones: En la aproximación de los tejidos blandos y donde se necesita una sutura quirúrgica de absorción lenta.

* Para mayor información consultar instructivo de uso.

Atramat
Innovation Through Experience

Registro Sanitario No. 0642C2016 SSA



DIQUINSA®

DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.



Filbloc Polidioxanona

Registro Sanitario No. 0642C2016 SSA

 Sutura con Bloqueo Final
C. Cilíndrica 1/2 Círculo



Aguja

17 mm



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
17 mm	25 cm	Violeta	4-0	1.5	FV373HHAD
17 mm	25 cm	Violeta	3-0	2	FU400HHAD

 Sutura con Bloqueo Final
C. Cilíndrica 1/2 Círculo



Aguja

22 mm



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
22 mm	25 cm	Violeta	4-0	1.5	FV389HHAD
22 mm	25 cm	Violeta	3-0	2	FU397HHAD

 Sutura con Bloqueo Final
C. Cilíndrica 1/2 Círculo



Aguja

26 mm



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	25 cm	Violeta	4-0	1.5	FV386HHAD
26 mm	30 cm	Violeta	3-0	2	FU395HHAE
26 mm	45 cm	Violeta	3-0	2	FU395HHAH
26 mm	30 cm	Violeta	2-0	3	FS412HHAE
26 mm	45 cm	Violeta	0	3.5	FR438HHAH



Filbloc Polidioxanona

Registro Sanitario No. 0642C2016 SSA

 Sutura con Bloqueo Final
C. Cilíndrica 1/2 Círculo



Aguja
36 mm



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
36 mm	20 cm	Violeta	0	3.5	FR465HHAC
36 mm	45 cm	Violeta	1	4	FQ466HHAH

 Sutura con Bloqueo Final
C. Taper Cutting 1/2 Círculo



Aguja
17 mm



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
17 mm	20 cm	Violeta	4-0	1.5	FV72CHHAC

 Sutura con Bloqueo Final
C. Taper Cutting 1/2 Círculo



Aguja
26 mm



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	15 cm	Violeta	4-0	1.5	FV969HHAB
26 mm	30 cm	Violeta	4-0	1.5	FV969HHAH
26 mm	25 cm	Violeta	3-0	2	FU968HHAD
26 mm	45 cm	Violeta	3-0	2	FU968HHAH
26 mm	30 cm	Violeta	2-0	3	FS979HHAH
26 mm	45 cm	Violeta	2-0	3	FS979HHAB

Filbloc Polidioxanona

Registro Sanitario No. 0642C2016 SSA

 Sutura con Bloqueo Final
C. Taper Cutting 1/2 Círculo



Aguja
36 mm

Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
36 mm	45 cm	Violeta	0	3.5	FR70CHHAH



 Sutura con Bloqueo Final
C. Taper Cutting 3/8 Círculo



Aguja
26 mm

Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	25 cm	Violeta	2-0	3	FS05GHHAD



 Sutura con Bloqueo Final
C. Cilíndrico Ultra 3/8 Círculo



Aguja
25 mm

Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
25 mm	25 cm	Violeta	3-0	2	FUI7GHHAD
25 mm	25 cm	Violeta	2-0	3	FS14GHHAD



Filbloc Polidioxanona

Registro Sanitario No. 0642C2016 SSA

▼ Sutura con Bloqueo Final
C. Triangular 3/8 Círculo



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	30 cm	Violeta	3-0	2	FU847KHAE
26 mm	45 cm	Violeta	3-0	2	FU847KHAH
26 mm	30 cm	Violeta	2-0	3	FS05GKHAE
26 mm	45 cm	Violeta	2-0	3	FS05GKHAH
26 mm	30 cm	Violeta	0	3.5	FR06GKHAE
26 mm	45 cm	Violeta	0	3.5	FR06GKHAH

○ Loop
C. Cilíndrica 1/2 Círculo



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
50 mm	130 cm	Violeta	0	3.5	FR666HNBE
50 mm	130 cm	Violeta	1	4	FQ40AHNBE



Absorbible



Monofilamento

Sutura Absorbible

FILBLOC®90

Poli(glicolida-co-epsilon-caprolactona)

Resistencia tensil:

7 días 50%

14 días 20%

Absorción: completa a 90-120 días.



Compuesta de: Poli(glicolide-co-epsilon-caprolactona).

Absorción: Hidrólisis.

Color de la hebra: Violeta o incoloro.

Indicaciones: En la aproximación de los tejidos blandos y donde se necesita una absorción media de la sutura.

* Para mayor información consultar instructivo de uso.



DIQUINSA®

DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Atramat
Innovation Through Experience

 Sutura con Bloqueo Final
 Cilíndrica 1/2 Círculo



Aguja

17 mm



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
17 mm	15 cm	Violeta	4-0	1.5	FV373HHFAB
17 mm	15 cm	Violeta	3-0	2	FU400HHFAB
17 mm	20 cm	Violeta	2-0	3	FS77CHHFAC

 Sutura con Bloqueo Final
 Cilíndrica 1/2 Círculo



Aguja

26 mm



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	15 cm	Violeta	3-0	2	FU395HHFAB
26 mm	15 cm	Violeta	2-0	3	FS412HHFAB

 Sutura con Bloqueo Final
 Cilíndrica 1/2 Círculo



Aguja

36 mm



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
36 mm	45 cm	Violeta	2-0	3	FS423HHFAB

Filbloc®90

Registro Sanitario No. 1852C2018 SSA

 Sutura con Bloqueo Final
Cilíndrica 1/2 Círculo

Aguja

37 mm



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
37 mm	15 cm	Violeta	2-0	3	FS464HHFAB
37 mm	25 cm	Violeta	0	3.5	FR464HHFAD
37 mm	30 cm	Violeta	2-0	3	FS464HHFAE

 Sutura con Bloqueo Final
Cilíndrica 5/8 Círculo

Aguja

26.7 mm



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26.7 mm	15 cm	Violeta	3-0	2	FU429HHFAB
26.7 mm	25 cm	Violeta	3-0	2	FU429HHFAD
26.7 mm	20 cm	Violeta	2-0	3	FS430HHFAC
26.7 mm	20 cm	Violeta	0	3.5	FR434HHFAC

 Sutura con Bloqueo Final
C. Taper Cutting 1/2 Círculo

Aguja

26 mm



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	25 cm	Violeta	4-0	1.5	FV969HHFAE
26 mm	25 cm	Violeta	3-0	2	FU968HHFAD
26 mm	25 cm	Violeta	2-0	3	FS979HHFAD
26 mm	30 cm	Violeta	0	3.5	FR231HHFAD



DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

▼ Sutura con Bloqueo Final
 Punta de Precisión con Corte Externo 3/8 Círculo 

Aguja
16 mm



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
16 mm	45 cm	Incoloro	4-0	1.5	FV520HHFWAH

▼ Sutura con Bloqueo Final
 Punta de Precisión con Corte Externo 3/8 Círculo 

Aguja
19 mm



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
19 mm	30 cm	incoloro	4-0	1.5	FV526HHFWAE
19 mm	30 cm	incoloro	2-0	3	FS108HHFWAE
19 mm	45 cm	incoloro	4-0	1.5	FV526HHFWAH

▼ Sutura con Bloqueo Final
 Triangular 3/8 Círculo 

Aguja
24 mm



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
24 mm	20 cm	Incoloro	4-0	1.5	FV533HHFWAC
24 mm	45 cm	Incoloro	3-0	2	FU534HHFWAH

Filbloc®90

Registro Sanitario No. 1852C2018 SSA

 Sutura Bi-Direccional
Cilíndrica 1/2 Círculo



Aguja

17 mm



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
2 x 17 mm	30 cm	Violeta	4-0	1.5	FV373KHFAE
2 x 17 mm	30 cm	Violeta	3-0	2	FU400KHFAE
2 x 17 mm	32 cm	Violeta	3-0	2	FU400KHFAE

 Sutura Bi-Direccional
Cilíndrica 1/2 Círculo



Aguja

26 mm



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
2 x 26 mm	30 cm	Violeta	3-0	2	FU395KHFAE

 Sutura Bi-Direccional
Cilíndrica 5/8 Círculo



Aguja

27 mm



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
27 mm	25 cm	Violeta	2-0	3	FS430KHFAD
27 mm	25 cm	Violeta	0	3.5	FR434KHFAD



DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

▼ Sutura Bi-Direccional
Precisión con Corte Externo 3/8 Círculo



Aguja
19 mm



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
2 x 19 mm	25 cm	Incoloro	3-0	2	FU38EKHFWAD
2 x 19 mm	60 cm	Incoloro	3-0	2	FU38EKHFWAM

▼ Sutura Bi-Direccional
Precisión con Corte Externo 3/8 Círculo



Aguja
24 mm



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
2 x 24 mm	60 cm	Incoloro	3-0	2	FU871KHFWAM
2 x 24 mm	60 cm	Incoloro	2-0	3	FS02GKHWAM

▼ Sutura Bi-Direccional
Triangular 3/8 Círculo



Aguja
16 mm



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
2 x 16 mm	20 cm	Incoloro	4-0	1.5	FV528KHFWAC

Filbloc®90

Registro Sanitario No. 1852C2018 SSA

▼ Sutura Bi-Direccional
Triangular 3/8 Círculo



Aguja

19 mm



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
2 x 19 mm	30 cm	Incoloro	3-0	2	FU530KHFWAE
2 x 19 mm	60 cm	Incoloro	3-0	2	FU530KHFWAM

▼ Sutura Bi-Direccional
Triangular 3/8 Círculo



Aguja

24 mm



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
2 x 24 mm	60 cm	Incoloro	3-0	2	FU534KHFWAM



DIQUINSA®

DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.



No Absorbible



Monofilamento

FILBLOC® Permanent

Sutura Sintética Dentada No Absorbible
Monofilamento.

Color de la Hebra: Azul.

Indicaciones: Para tejidos de lenta cicatrización o que necesiten una sutura no absorbible.

* Para mayor información consultar instructivo de uso.



DIQUINSA®

DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Atramat
Innovation Through Experience

Registro Sanitario No. 1232C2018 SSA

Filbloc® Permanent

Registro Sanitario No. 1232C2018 SSA

○ Sutura con Bloqueo Final
Cilindrica 1/2 Círculo



Aguja

17 mm



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
17 mm	30 cm	Azul	3-0	2	PU400HHAE

○ Sutura con Bloqueo Final
C. Cilindrico 1/2 Círculo



Aguja

26 mm



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
26 mm	30 cm	Azul	2-0	3	PS412HHAB
26 mm	25 cm	Azul	3-0	2	PU395HHAD
26 mm	30 cm	Azul	2-0	3	PS412HHAE

○ Sutura con Bloqueo Final
Cilindrica 1/2 Círculo



Aguja

27 mm



Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
27 mm	45 cm	Azul	2-0	3	PS797HHAH
27 mm	45 cm	Azul	0	3.5	PR801HHAH



DIQUINSA®

DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Filbloc® Permanent

Registro Sanitario No. 1232C2018 SSA

 Sutura con Bloqueo Final
Cilindrica 1/2 Círculo



Aguja
30 mm

Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
30 mm	15 cm	Azul	2-0	3	PS248HHAB



 Sutura con Bloqueo Final
Cilindrica 1/2 Círculo



Aguja
36 mm

Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
36 mm	45 cm	Azul	0	3.5	PR465HHAH
36 mm	45 cm	Azul	1	4	PQ467HHAH



 Sutura con Bloqueo Final
Taper Cutting 1/2 Círculo



Aguja
36 mm

Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
36 mm	45 cm	Azul	1	4	PQ07EHHAH



 Sutura con Bloqueo Final
Taper Cutting 1/2 Círculo



Aguja
48 mm

Longitud de Aguja	Longitud de Hebra	Color	USP	EP Metric	Clave
48 mm	45 cm	Azul	2	5	PP477HHAH



DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Hemostáticos Quirúrgicos

Curaspon®

Esponja de Gelatina Hemostática Absorbible

Las esponjas de gelatina **Curaspon®** tienen una estructura porosa que activa los trombocitos en el momento en que la sangre entra en contacto con la matriz de la esponja. Esto hace que los trombocitos liberen una serie de sustancias que promueven su agregación al mismo tiempo que la pared celular cambia de características, lo que les permite actuar como un catalizador para la formación de la fibrina. **Curaspon®** se aplica seco o humedecido con solución salina fisiológica estéril exprimido antes de la aplicación.

- Absorbe 40 veces su peso y se fija con facilidad.
- Rápida y completa absorción.
- Fácil de aplicar por vía endoscópica.
- Se puede cortar.
- Controla hemorragias o sangrados provenientes de pequeñas venas o arterias, cuando otros sistemas convencionales no pueden ser utilizados o se han demostrado no efectivos.

Hemostasia entre 1- 2 minutos.

Cuando se aplica sobre la piel en hemorragias superficiales, se licúa totalmente 3-5 días.

Cuando es implantado en el interior del organismo, es absorbido en 3 o 4 semanas.

Puede ser aplicado en seco o mezclado con solución salina.

Al colocar **Curaspon®** contra la zona sangrante, se fija a la superficie tisular y controla la hemorragia.

No produce reacción inflamatoria en tejido.

* Para mayor información consultar instructivo de uso.



Registro Sanitario No. 1961C2011 SSA



Curaspon®

Esponja de Gelatina Hemostática Absorbible
Registro Sanitario No. 1961C2011 SSA

Código	Producto	Dimensiones	Piezas
CS-010	Curaspon® Estándar	8 x 5 x 1 cm	20
CS-011	Curaspon® Estándar	7 x 5 x 1 cm	15
CS-210	Curaspon® Tampón Anal	Ø 3 x 8 cm	15
CS-260	Curaspon® Pasta en Polvo	Contenedor 1g	4
CS-310	Curaspon® Cubo	1 x 1 x 1 cm	50
CS-330	Curaspon® Dental-60	1 x 1 x 1 cm	60
CS-610	Curaspon® Tamaño 100	125 x 80 x 10 cm	15
CS-950	Curaspon® Pelicula	20 x 7 x 0.05 cm	15



DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Hemostáticos Absorbibles

SurgiGuard®

Hemostático de Celulosa Oxidada Regenerada

SurgiGuard® es un dispositivo indicado para asistir en el control de hemorragias pequeñas arteriales, venosas y capilares, cuando la ligadura u otros procesos hemostáticos no son aplicables durante diversos procedimientos quirúrgicos.

- Hemostático absorbible de origen vegetal.
- Gasa estéril tejida de celulosa oxidada regenerada.
- No genera respuesta inmune en el organismo.

* Para mayor información consultar instructivo de uso.



Registro Sanitario No. 1544C2016 SSA




DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

SurgiGuard[®] Original

Controla la hemorragia capilar venosa y de arterias pequeñas cuando la ligadura y otros métodos convencionales de control son ineficaces.

Código	Familia	Presentación	Descripción	Piezas
DMHO201	SurgiGuard [®]	Original	5 cm x 7.5 cm (2 pulgadas x 3 pulgadas)	12
DMHO202	SurgiGuard [®]	Original	5 cm x 35 cm (2 pulgadas x 14 pulgadas)	12
DMHO203	SurgiGuard [®]	Original	10 cm x 20 cm (4 pulgadas x 8 pulgadas)	12
DMHO204	SurgiGuard [®]	Original	1.25 cm x 5 cm (0.5 pulgadas x 2 pulgadas)	12

*Para mayor información consultar instructivo de uso



SurgiGuard[®] Fabric

Tres veces más denso que el tipo original. Proporciona una mayor resistencia en presencia de sangrado abundante. Suave, flexible, ideal para cubrir áreas grandes y órganos.

Código	Familia	Presentación	Descripción	Piezas
DMHN201	SurgiGuard [®]	Fabric	5 cm x 7.5 cm (2 pulgadas x 3 pulgadas)	12
DMHN202	SurgiGuard [®]	Fabric	7.5 cm x 10 cm (3 pulgadas x 4 pulgadas)	12
DMHN203	SurgiGuard [®]	Fabric	15.2 cm x 22.9 cm (6 pulgadas x 9 pulgadas)	12
DMHN204	SurgiGuard [®]	Fabric	2.5 cm x 25 cm (1 pulgadas x 10 pulgadas)	12
DMHN205	SurgiGuard [®]	Fabric	2.5 cm x 7.5 cm (1 pulgadas x 3 pulgadas)	12

*Para mayor información consultar instructivo de uso



SurgiGuard®

Registro Sanitario No. 1544C2016 SSA

SurgiGuard® Fibrillar

Capas de peso ligero, se despegan tanto como se desee. Sitios de difícil alcance o un sitio de sangrado de forma irregular. Optimizado para cirugía de columna vertebral y cirugía MIS (mínima incisión).

Código	Familia	Presentación	Descripción	Piezas
DMHF201	SurgiGuard®	Fibrillar	2.5 cm x 5.1 cm (1 pulgada x 2 pulgadas)	10
DMHF202	SurgiGuard®	Fibrillar	5.1 cm x 10.2 cm (2 pulgadas x 4 pulgadas)	10
DMHF203	SurgiGuard®	Fibrillar	10.2 cm x 10.2 cm (4 pulgadas x 4 pulgadas)	10

*Para mayor información consultar instructivo de uso



SurgiGuard® Non Woven

43% mayor eficacia hemostática que el tipo original. Estructura no tejida proporcionando un gran superficie de contacto.

Código	Familia	Presentación	Descripción	Piezas
DMHS201	SurgiGuard®	Non woven	2.5 cm x 5.1 cm (1 pulgada x 2 pulgadas)	10
DMHS202	SurgiGuard®	Non woven	5.1 cm x 10.2 cm (2 pulgadas x 4 pulgadas)	10
DMHS203	SurgiGuard®	Non woven	10.2 cm x 10.2 cm (4 pulgadas x 4 pulgadas)	10

*Para mayor información consultar instructivo de uso



DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Cera para Huesos Atramat®

Se utiliza para controlar el sangrado de las superficies óseas.

Actúa mediante taponamiento físico de los canales óseos.

Con la técnica quirúrgica adecuada es suave y fácil de aplicar.

Se ablanda mediante el uso de técnica aséptica hasta lograr la consistencia deseada.

*** Para mayor información consultar instructivo de uso.**

Clave Atramat	Familia	Descripción	Piezas
CH-2.5	Cera para Huesos	Cera para Huesos 2.5g	12




Registro Sanitario No. 1013C2004 SSA



DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Trocar Laparoscópico Atramát®

Registro Sanitario No. 1714E2015 SSA



Facilita el deslizamiento y direccionamiento del instrumento en cavidad por su diseño móvil y lubricación en el sistema de válvulas.

Válvulas de alto rendimiento diseñadas para trabajo con instrumental de diferentes diámetros y características.

Relieves helicoidales para mayor estabilidad, menor arrastre tisular y mayor fijación en pared abdominal que minimiza el riesgo de deslizamiento del trocar.

El sistema de válvulas reduce las pérdidas de presión intra-abdominal.

Híbrido



Micro-Cuchilla de fibra de Carbón

- Reduce el corte a solo 3 mm
- Fácil corte del tejido
- Presión controlada

Protección Automática

- Evita la exposición de la Micro-Cuchilla en la cavidad abdominal.

Dilatación Secundaria

- Expande la incisión hecha por la Micro-Cuchilla
- Facilita la penetración de los tejidos evitando la fricción

- ✓ Transparentes
- ✓ Reductor Universal
- ✓ Sello Removible de Medio Giro
- ✓ Válvula Reguladora de Alto Flujo Tipo Luer-Lock

Con Cuchilla

Óptico

Sin Cuchilla



Modelo convencional con diseño ergonómico



Visión directa al introducirse en cavidad



Separación de tejido sin riesgo de lesiones



DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA NACIONAL S.A. DE C.V.



DIQUINSA[®]
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Trocar Laparoscópico Atramat[®]

Registro Sanitario No. 1714E2015 SSA

Estándar	Trocar y Cánula 110 mm			
Diámetro	Ø 5 mm	Ø 11 mm	Ø 12 mm	Ø 15 mm
Rango de Canal de Trabajo	3 mm - 5 mm	5 mm - 11 mm	5 mm - 12 mm	5 mm - 15 mm
Híbrido	300-RF5-AT	300-RF11-AT	300-RF12-AT	300-RF15-AT
Cuchilla	300-F5-AT	300-F11-AT	300-F12-AT	N/A
Sin Cuchilla	300-R5-AT	300-R11-AT	300-R12-AT	300-R15-AT
Óptico	300-V5-AT	300-V11-AT	300-V12-AT	300-V15-AT

Bariátrico	Trocar y Cánula 150 mm		
Diámetro	Ø 5 mm	Ø 12 mm	Ø 15 mm
Rango de Canal de Trabajo	3 mm - 5 mm	5 mm - 12 mm	5 mm - 15 mm
Híbrido	N/A	N/A	300-RFL15-AT
Cuchilla	N/A	N/A	N/A
Sin Cuchilla	300-RL5-AT	300-RL12-AT	300-RL15-AT
Óptico	300-VL5-AT	300-VL12-AT	N/A

Pediátrico	Trocar y Cánula Corta 75 mm	
Diámetro	Ø 5 mm	Ø 12 mm
Rango de Canal de Trabajo	3 mm - 5 mm	5 mm - 12 mm
Híbrido	300-RFS5-AT	300-RFS12-AT
Cuchilla	300-FS5-AT	N/A
Sin Cuchilla	300-RS5-AT	300-RS12-AT
Óptico	300-VS5-AT	300-VS12-AT

Trocar Laparoscópico Atramat®

Registro Sanitario No. 1714E2015 SSA



Cánula			
Diámetro	Ø 5 mm	Ø 11 mm	Ø 12 mm
Estándar	302 - 1 - 5 - AT	302 - 1 - 11 - AT	302 - 1 - 12 - AT
Bariátrico	302 - 1 - L5 - AT	N/A	302 - 1 - L12 - AT
Pediátrico	302 - 1 - S5 - AT	N/A	N/A

Instrumental y Accesorios para Laparoscopia Atramat®

Reg. 2523E2016SSA

Instrumentos quirúrgicos para diversas especialidades.

El proceso de fabricación está basado en un sistema de control de calidad y cuenta con Certificaciones según DIN en ISO 13485.

Manufactura tradicional que se fusiona con alta tecnología para lograr la mayor precisión posible.

Una larga experiencia que va de la mano con una tecnología de producción de última generación.

Instrumental para cirugía de Mínima Invasión, fabricado en Alemania por Hermann Medizintechnik, distribuido en México por: Internacional Farmacéutica S.A de C.V.

- ✔ Fabricado en Alemania con tecnología de precisión.
- ✔ Instrumental reutilizable.
- ✔ Autoclavable.

Mango Metálico



- Idoneo para esterilizar repetidamente con vapor de agua.

Mango Metálico Insulado



- Alta estabilidad dimensional.

Mango Plástico




- Buen aislante eléctrico.
- Termoplástico con una alta resistencia mecánica y rigidez.



DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Instrumental y Accesorios para Laparoscopia Atramat®

Registro Sanitario No. 2523E2016 SSA




Longitud	Diámetros		
	Ø 3 mm	Ø 5 mm	Ø 10 mm
25 mm	✓	✓	
25 mm	✓	✓	✓
25 mm		✓	
25 mm		✓	✓

PGLA Loop Atramat®

Registro Sanitario No. 1609C2017 SSA

PGLA Loop Atramat®, está indicado para uso en cirugía laparoscópica como ligadura de base apendicular, constricción de un tejido que sobresale (pólipo, várice).

El aplicador de aluminio hace ideal el control del nudo preformado que desliza con facilidad y favorece la correcta aplicación de la ligadura.



Cirugía de Mínima Invasión

Clips para Ligadura Atramat®

Los Clips para Ligadura Atramat® son dispositivos médicos implantables de titanio fabricados en Alemania.

El clip es utilizado para realizar la oclusión de vasos, excepto sistema de circulación central y en las técnicas quirúrgicas que requieren hemostasis.

Aplicaciones de los clips hemostáticos

- Hemostasia.
- Hemorragias digestivas.
- Cierre de defectos y fistulas.
Apoyo en canulación de vía biliar,
y en el tratamiento de complicaciones,
terapéuticas, bili o pancreática.
- Úlcera péptica.
- Divertículos.
- Várices esofágicas.

Alta Calidad

- El clip hemostático, permite realizar oclusión de vasos.
- Se encuentra pulido para garantizar un perfecto contacto con el tejido. Su forma lo hace fuerte, dando una mejor resistencia frente a clips de forma cuadrada.
- Forma Chevron: asegura un cierre correcto y las estrías aseguran la correcta sujeción del tejido.
- Ranuras internas: permite la continua circulación de la sangre dentro de la pared del vaso con mínima expansión del tejido sujetado.
- Cartucho adherente: se puede adherir a diversas superficies.

Ventajas

- Fácil aplicación*.
- Confiabilidad*.
- Para áreas de difícil exposición.
- No interfieren con las pruebas de diagnóstico.
- Reducción de tiempos quirúrgicos, menor trauma a los tejidos, menor pérdida de sangre*.
- Acceso a través de incisiones muy pequeñas, la colocación en órganos internos es más rápida que la técnica de sutura convencional.

Aplicaciones de los clips hemostáticos

Los tamaños de los clips y colores de los cartuchos son estándar por lo que pueden ser utilizados en cirugía abierta y laparoscópica en diferentes especialidades quirúrgicas.

***Este desempeño es favorecido por la habilidad, técnica y destreza del cirujano**



Registro Sanitario No. 1927C2011 SSA



DIQUINSA®

DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

Clips para Ligadura Atramat®

Registro Sanitario No. 1927C2011 SSA



	Chico	Mediano	Mediano / Grande	Grande
Codigo Atramat	AI74CS6-A	AI74CM6	AI74CML6	AI74CL6
Clips por Cartucho	6	6	6	6
Cartuchos por Caja	20	20	20	20
Clips por Caja	120	120	120	120
Tamaño del Clip Abierto	3 mm	5 mm	8 mm	11 mm
Tamaño del Clip Cerrado	4 mm	6 mm	9 mm	12 mm

Estos dispositivos deben ser utilizados por cirujanos que tienen conocimiento adecuado y entrenamiento en procedimientos quirúrgicos laparoscópicos.

Notas

Notas





DIQUINSA®
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.

50 years
of innovation
through experience

Atramat
Innovation Through Experience

Internacional Farmacéutica S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 284, Piso 21, Col. Juárez
Del. Cuauhtémoc, CP 06600, México DF, MÉXICO

www.atramat.com

México, 2019 | v.2.30.1 |

Aviso de Publicidad Cofepris: 203300202C0438

LOS CONTENIDOS E IMÁGENES AQUÍ MOSTRADOS, SON PROPIEDAD DE INTERNACIONAL FARMACÉUTICA SA DE CV Y ESTÁN DISEÑADOS PARA USO PROMOCIONAL Y DEMOSTRATIVO EXCLUSIVAMENTE. EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA DEBERÁN SER USADOS COMO REFERENCIA MÉDICA. SIEMPRE CONSULTE A UN PROFESIONAL DE LA SALUD ANTES DE USAR ESTOS O CUALQUIER PRODUCTO MÉDICO. INTERNACIONAL FARMACÉUTICA SA DE CV PROPORCIONA ESTE MATERIAL PARA EL USO EXCLUSIVO DE NUESTROS DISTRIBUIDORES Y PERSONAL AUTORIZADO POR LA COMPAÑÍA EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ASIGNADOS POR LA MISMA. INTERNACIONAL FARMACÉUTICA SA DE CV NO SE HACE RESPONSABLE DE LAS MALAS PRÁCTICAS O EL USO INCORRECTO DE SUS PRODUCTOS O DE ESTE MATERIAL PROMOCIONAL

Diseñado, editado e impreso por:

IIHB México

www.2hb.mx



DIQUINSA[®]
DISTRIBUIDORA QUIRÚRGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.



DIQUINSA[®]

DISTRIBUIDORA QUIRURGICA
NACIONAL S.A. DE C.V.



Internacional Farmacéutica S.A de C.V.

Carreteraco 44, Col. Parque San Andrés
Del. Coyoacán, CP 04040,
Ciudad de México MEXICO

www.atramat.com.mx

**Aviso de Publicidad COFEPRIS
No: 203300202C0438**